



panthera®

Kasutusjuhend ratastoolile: mudel

Micro 3

CE

Micro 3

SISUKORD	LK
Sissejuhatus/ Kasutusotstarve	2
Ülesehitus/Kontakt/Sümbolid	3
Kirjeldus/Ülevaade	4
Ohutusnõuded	5–8
Liigutamine/Tõstmine	7
Seadistused	8–15
Tarvikud	15
Hooldus/Teenindus/Remont	16–18
Garantii/Vastavus	19
Tehnilised andmed	20–21



SISSEJUHATUS

Õnnitleme teid Panthera AB ratastooli valimise puhul. Loodame, et jääte oma Panthera Micro 3 mudeliga rahule ja soovime teile palju õnnelikke koos veedetud aastaid. Kõik Panthera AB tooted on disainitud ja kokku pandud Spångas, Stockholmi lähistel. Meie mudelid on valmistatud nii, et need oleksid turul olevatest parimad oma kvaliteedi, manööverdusvõime ja väikese kaalu poolest.

Lugege kindlasti juhised hoolikalt läbi.

Selleks, et tutvuda piltide ja tekstiga selgemalt, saate juhiseid lugeda ka digitaalselt aadressil www.panthera.se

KASUTUSOTSTARVE

Panthera Micro 3 ratastoolid on ehitatud lastele vanuses 1-5 eluaastat, kes vajavad manuaalset dünaamilist ratastooli igapäevaseks kasutamiseks nii kodus kui ka väljaspool kodu, siledatel pindadel ja täiskasvanu järelevalve all. Need ratastoolid on mõeldud kasutamiseks füüsiliste puuetega lastele ja ei ole piiratud ühegi konkreetse diagnoosiga. Iga inimese individuaalne talitlusvõime ja piirangud näitavad, kas liikumisabivahendiks sobib manuaalne dünaamiline ratastool. Ratastoolimudeli soovitusi peaksid andma koolitatud tervishoiutöötajad ning seejärel peaks sobivat toodet testima ja kohandama asjatundja, et saavutada optimaalsed istumis- ja sõiduomadused. Ratastooli disaini ja seadistusi testitakse iga inimese jaoks eraldi.

Ettenähtud kasutus on koos istmepadjaga, et jaotada surve ühtlaselt üle kogu istme. Padja vahetamine võib muuta kasutaja stabiilsust. Kui padja kõrgus muutub, peavad kvalifitseeritud töötajad ratastooli seadistused üle vaatama, et veenduda seadistuste õigsuses.

CE-märgistusega istmepadjad on tootes kasutamiseks heaks kiidetud.

ÜLESEHITUS

Panthera Micro 3 ratastoolid on disainitud keskendudes heale ergonoomikale nii istumisel kui sõitmisel. Ratastool on konstrueeritud võimalikult väikese kaaluga. Ratastooli välispind on väike ja väga kerge. See on saadaval kahes versioonis, Micro 3 ja Micro 3 Long. Vajadusel saab ratastoolile lisada ka terve rea tarvikuid, nt lükkamiskäepideme, käetoed või veeremispiduri. Kasutaja maksimaalse kaalu osas vaadake tehnilisi andmeid

NÄIDUSTUSED KASUTAMISEKS

Panthera mehaanilised ratastoolid on käsitsi juhitavad multifunktsionaalsed ratastoolid, mis on mõeldud kasutamiseks siseruumides/välitingimustes ja mõeldud pakkuma liikumisvõimalust inimestele, kes suudavad juhtida mehaanilist ratastooli.

KONTAKT















Kui teil on küsimusi seoses tootega või vajate abi, võtke esmalt ühendust kohaliku tarnijaga (abikeskusega). Tootjaga ühenduse võtmiseks leiate andmed allpool:

Panthera AB +46 (0)8-761 50 40
Gunnebogatán 26 www.panthera.se
SE-163 53 Spånga panthera@panthera.se

SÜMBOLID

Allpool on loetletud juhistes ja ratastoolil kasutatud sümbolid ja nende tähendus.

Ettevaatust: Föderaalseadus (USA) lubab seda seadet müüa arstil või tema tellimusel

	Ettevaatust		Ratastooli istme laius
	Tutvuge kasutusjuhendiga		Toote number raamil
	Tootja		Toote number etiketil ja redaktsioonis
	Tootmiskuupäev		Kasutamine retsepti alusel (USA)
	Seerianumber		Meditsiiniseade
	Katalooginumber		CE-märgis
	Ratastooli kasutaja maksimaalne kaal		Ainult siseruumides kasutamiseks

KIRJELDUS (joonised 1, 2)


Panthera Micro 3 mudelid on dunaamilised ratastoolid, mis voimaldavad teil elada voimalikult aktiivselt. Nende igale detailile on poortatud hoolikalt tahelepanu. Vaike kaal koos stabiilse, fikseeritud raami ja uhe eesmise rattaga muudavad ratastooliga manoovertamise aärmiselt lihtsaks.

ÜLEVAADE (joonised 1 ja 2)



Joonis 1

1. Jalatugi
2. Raam
3. Istmepadi
4. Kulgkaitsed
5. Seljatugi/seljatoe polster
6. Tagumised rattad
7. Lukkamiskaepide
8. Kallutusvastane seade
9. Kiirvabasti
10. ohuklapp
11. Tagasild
12. Eesmine ratas
13. Kahvel
14. Veeremisvastane seade
15. ulakeharihm



Joonis 2

OHUTUSEESKIRJAD

Asjakohane info

Ajakohast teavet ohutuse ja tooteuenduste kohta leiate Panthera veebilehelt:
www.panthera.se

Veenduge, et teie ratastool vastab teie tellimusele:

- Mõõtke istme laius.
- Mõõtke istme sügavus.
- Veenduge, et olete tellitud tarvikud kätte saanud.

Tehke oma ratastoolile tehniline ülevaatus ja veenduge, et:

- tagaratta kiirvabastust saab hõlpsasti viia selle korpusesse ja välja.
- tagaratas on pärast paigaldamist kindlalt kinnitatud.
- kiirvabastusnupp hüppab lukustatud asendis täielikult välja.
- eesmistest ratadest kahvliit saab hõlpsalt keerata.



Tasakaal ja kallutusvõime

Kõige enam mõjutab tasakaalu ja kallutusvõimet tagarataste asend ja seljatoe polstri reguleeritus. Pärast tooli kohandamist kontrollige, kas tooli tasakaal tundub kindlana. Tooli kallutusvõimet võib mõjutada ka see, kui seljatoele riputatakse kott, kui kallutate või venitate end tahapoole, kui rehvides ei ole piisavalt rõhku, samuti kui sõidupinnas on ootamatu muutus.



Kallutusvastane seade

Panthera ratastoolid on konstrueeritud nii, et need oleksid võimalikult hästi manööverdatavad, mis tähendab, et tool reageerib teie tegevusele kiiresti ja sujuvalt. Kui teete valesid toiminguid, võib tool minna kummuli. Kui kasutate ratastooli valesti ja teil pole kallutusvastast seadet, on oht tahapoole ümber kukkuda.

Kallutusvastane seade on turvaelement, mille eesmärk on vältida ratastooli tahapoole kukkumist.

Ratastoolimudelil Micro 3 tuleb alati kasutada kallutusvastast seadet ja seda tuleb iga päev kontrollida.

OHUTUSEESKIRJAD

Ratastooli kasutamise tehnika

Oluline on testida oma ratastooli igakülgset ja võtta aega oma ratastooli kasutamise oskuste lihvimiseks. Kui teil on ratastooli kasutamise tehnika kohta küsimusi, võtke ühendust tooli välja kirjutanud isiku või oma terapeudiga. Samuti olete oodatud võtma ühendust Panthera AB meeskonnaga.

Veeremistavastane seade

Pange tähele, et veeremistavastane seade ei ole mõeldud kasutamiseks pidurina. See on loodud hoidma ratastooli paigal, kui kasutaja liigub ratastooli või sealt välja või teeb mõnda muud tegevust. Samuti takistab see ratastooli liikumist, kui see on järelevalveta.

Pange tähele, et rattaid ja tooli on võimalik ettepoole suruda isegi siis, kui veeremistavastane seade on aktiveeritud.

PANGE TÄHELE! Veeremistavastaste seadmete korrektseks toimimiseks peab rehvides olema õige rõhk. Vaadake tehnilisi andmeid.

Veeremistavastased seadmed töötavad vähem tõhusalt, kui rehvid on kulunud või nendes olev rõhk on ebapiisav. Kui vahetate teist tüüpi rehvide vastu, kontrollige alati veeremistavastaseid seadmeid, kuna mõõtmed võivad erineda.



Sõitmine

Põhjus, miks ratastool on mõeldud kasutamiseks siseruumides ja **õues, siledatel pindadel ja ainult täiskasvanu järelevalve**, on asjaolu, et sellel on ainult üks eesmine ratas (ratastooli kergemaks pööramiseks). See suurendab riski, et ratastool võib ettepoole kalduda, kui sõidate suurel kiirusel vastu takistust või süvendisse. See võib juhtuda ka siseruumides, kuid palju harvem.

Enamik väikelapsi vajab ülakeharihma, et vältida tasakaalu kaotamist ja ratastoolist välja kukkumist. Baasrihm on ratastooli ostmisel sellega kaasas. Kui sellest ülakeharihmast ei piisa, ei tohi laps ratastooli kasutada enne, kui ratastooli määranud arst on välja kirjutanud ratastooli, mis pakub täielikku kaitset.

Pöörake tähelepanu sellistele takistustele nagu lävepakud, kuhu ratastool võib kinni jääda ja põhjustada ettepoole kukkumist.

Ratastooli saab varustada ka lükkamiskäepidemega, et abiline saaks last ratastoolis lükata.

Ebatasasel või kaldpinnal sõitmine suurendab nii ette- kui tahapoole kukkumise ohtu.

OHUTUSEESKIRJAD



Tõstmine, kui kasutaja istub ratastoolis (joonis 3)

Kui ratastooli tõstetakse sel ajal, kui kasutaja selles istub, tuleb alati hoida kinni tooli raamist. Vaadake nooli joonisel 3.

Ärge tõstke ratastooli lükkamiskäepidemetest, ratastest või muudest liikuvaatest osadest.



Ratastooli kasutamise tehnika – Kaldteed ja kaldpinnad

Kaldteedest ja kaldpindadelt üles sõitmine (joonis 4)

Kui kavatsete kaldteest üles sõita, peate võtma natuke hoogu, hoidma ühtlast kiirust ja samal ajal kontrollima oma suunda. Kallutage ülakeha ettepoole ja liigutage mõlemat tagaratast kiirete, võimsate tõmmetega.

Kaldpindadelt alla sõitmine (joonis 5)

Kaldpindadelt ja kallakutelt alla sõites on oluline, et kontrolliksite oma suunda ja kiirust. Nõjatuge tahapoole ja laske tagaratastel liikuda aeglaselt läbi käte. Peaksite suutma ratastooli igal ajal peatada, haarates tagaratastest kinni.




Kuumad või külmad pinnad


Kui ratastool on pikka aega päikese käes, võivad selle pinnad muutuda väga kuumaks. Ratastooli pinnad võivad muutuda ka väga külmaks kui seda hoitakse või kasutatakse külmades tingimustes.



Joonis 3



Joonis 4



Joonis 5

OHUTUSEESKIRJAD



Kinnijäämise oht

Tooliga sõites pidage meeles, et teie sõrmed võivad takerduda tagaratta ja raami ning tagaratta ja külgkaitse **vahele**.

Veenduge, et teie sõrmed või lahtised esemed ei jääks sõidu ajal tagaratta kodarate vahele kinni. Lisaks jälgige eriti hoolikalt, et lapsed ei asetaks oma käsi kodarate sisse. Jalaplaadi ja raami vahelistes kinnitustes on avad, kus on kinnijäämisohu.



Hõõrdumisvigastused

Kui pidurdate ratastooli suurel kiirusel, kasutades käsi tagaratastel, esineb käte ja sõrmede kahjustamise oht kuna käte ja tagarataste vaheline hõõrdumine tekitab suurt kuumust.

SEADISTUSED

Kui kohandate tooli vastavalt oma istumisasendile ja tagate vajaliku liikuvuse, on oluline, et teeksite seadistusi õiges järjekorras.

Esiteks reguleerige tooli, et teil oleks õige istumisasend. Alles siis saate reguleerida ratastooli tasakaalu, et tagada vajalik liikuvus. Seda tuleb teha õiges järjekorras, kuna istumisasendi reguleerimine mõjutab ratastooli tasakaalu.

Pidage meeles, et väike jõupingutus tooli kohandamisel teie vajadustele vastavaks toob märkimisväärset kasu veel pikka aega.

Varuge üks päev, et katsetada alternatiivseid seadistusi ja tunnetage, milline ratastooli istumisasend ja tasakaal on just teie jaoks sobivad.

Ratastooli seadistuste reguleerimine peab toimuma järgmises järjekorras:

1. Istmepolster

2. Jalaplaadi seadistus

3. Seljatugi ja seljatoe polster

4. Ratastooli tasakaal

5. Puusarihm

6. Lükkamiskäepide

SEADISTUSED

1a. Istmepolstri sügavus (joonis 6)

Istmepikendust ette- või tahapoole liigutades saate reguleerida istme sügavust. Vabastage istme esiosa, tõmmates seda tahapoole (iste on kinnitatud takjapaelaga). Reguleerige istme sügavust ja kinnitage see takjapaela külge.

1b. Istmepolstri pinge (joonis 7)

Istmepolstri tagumist osa saab kinnitada või lahti võtta, reguleerides selle all olevat takjapaela.

See võimaldab teil muuta oma istme kõrgust umbes 2 cm üles- või allapoole.

2. Jalaplaadi seadistused (joonised 8, 9, 10, 11, 12)


Jalaplaat tarnitakse paigaldatuna asendisse "Kõrge asend, madalam" Joonis 8 (kinnitus keeratud ülespoole Joonis 9 ja jalaplaat kinnitatud ülemisse auku Joonis 10)




Joonis 6



Joonis 7



Joonis 8



Joonis 9



Joonis 10


SEADISTUSED

Tõstke jalaplaat üles


1. Keerake kruvid veidi lahti (1), [joonis 11](#), mõlemal küljel, kasutades 4 mm kuuskantvõtit.
2. Reguleerige kõrgust, libistades kruvi jalaplaatide kinnituses (3), [joonis 12](#). Veenduge, et see oleks mõlemal küljel samal kõrgusel. Selle hõlbustamiseks on jalaplaatide kinnitustes märgised (4).
3. Keerake kruvid kinni (1), [joonis 11](#).

Eriti kõrgele paigaldatud jalaplaat ("Kõrge asend ülemine"), [joonis 13](#)

1. Keerake kruvid (1), [joonis 11](#), täielikult mutrist (2) lahti, mõlemal küljel, kasutades 4 mm kuuskantvõtit
2. Viige mutter (2), [joonis 11](#), jalaplaadi alumisse auku, [joonis 14](#), ja kinnitage jalaplaat kinnitusele, keerates kruvi (1) kergelt kinni (1).
3. Reguleerige kõrgust, libistades kruvi pilusse (3), [joonis 12](#), jalaplaadis. Kontrollige, kas mõlemal küljel on sama kõrgus. Selle hõlbustamiseks on jalaplaadi kinnitusel (4) märgid.
4. Keerake kinni kruvid (1), [joonis 11](#).




Joonis 11



Joonis 12



Joonis 13



Joonis 14


SEADISTUSED

Madalale paigaldatud jalaplaat ("Madal asend, ülemine"), [joonis 15](#)


1. Keerake lahti kruvi (1) ja mutter (2), eemaldage jalaplaat, [joonis 11](#)
2. Keerake lahti kruvi (5), [joonis 16](#), mõlemal küljel, kasutades 4 mm kuuskantvõtit ja eemaldage kinnitus raamilt.
3. Keerake kinnitus 180°, [joonis 17](#), ja kinnitage see kruviga (5) raami külge.
4. Viige mutter (2), [joonis 11](#), jalaplaadi alumisse auku, [joonis 14](#), ja kinnitage jalaplaat kinnitusele, keerates kruvi (1), [joonis 11](#) kergelt kinni.
5. Reguleerige kõrgust, libistades kruvi pilusse (3), [joonis 12](#), jalaplaadi kinnituses. Kontrollige, kas mõlemal küljel on sama kõrgus. Selle hõlbustamiseks on jalaplaadi kinnitusel (4) märgid.
6. Keerake kruvid kinni (1), [joonis 11](#).



Joonis 15



Joonis 16



Joonis 17

SEADISTUSED


Eriti madalale paigaldatud jalaplaat ("Madal asend madalam"), [joonis 18](#)

See etapp eeldab, et kinnitus on juba paigaldatud "madalasse asendisse", st kinnitus on suunaga allapoole, [joonis 19](#)

1. Keerake kruvi (1), [joonis 11](#), täielikult mutrist (2) lahti, mõlemal küljel, kasutades 4 mm kuuskantvõtit.
2. Viige mutter (2), [joonis 11](#), jalaplaadi ülemisse auku, [joonis 20](#), ja kinnitage jalaplaat kinnitusele, keerates kruvi (1) kergelt kinni.
3. Reguleerige kõrgust, libistades kruvi pilusse (3), [joonis 12](#), jalaplaadi kinnituses. Kontrollige, kas mõlemal küljel on sama kõrgus. Selle hõlbustamiseks on jalaplaadi kinnitustel märgid (4).
4. Keerake kruvid kinni (1), [joonis 11](#).



Joonis 18



Joonis 19



Joonis 20

SEADISTUSED

3. Seljatugi ja seljatoe polster

Seljatoe kõrgus (joonis 21)

Kõigepealt võtke lahti takjapael, et pääseda mõlema poole poltideni, vt [joonist 21](#). Seejärel keerake mõlema külje poldid lahti. Nüüd saate reguleerida seljatoe sobivale kõrgusele, libistades seljatoe poste üles või alla. Kui olete soovitud kõrguse leidnud, keerake poldid uuesti kinni. Lahtise lindi saab eemaldada, kui seljatoe kõrgus on reguleeritud madalale.

Seljatoe polstri pinge (joonis 22)

Seljatoe polstrit on võimalik pingutada või lõdvemaks tõmmata, pingutades või vabastades seljatoe tagaküljel olevaid takjarahmasid, vt [joonist 22](#).

Seljatoe polstril on ka takjapaelaga kinnitatud alumine klapp istmepolstri kohal, istmepadja all. Seda klappi saab liigutada taha- või ettepoole, et saavutada vajalik pinge seljapolstri alumises osas (tuntud kui istmekorv).

Neid seadistusi tehes saate kujundada seljatoe polstri vastavalt oma seljakujule, nii et saate nimmepiirkonnale sobiva toe.

Alustage takjapaelade lõdvendamist ja istuge ratastooli võimalikult taha.

Seejärel pingutage takjapaela kuni saate hea toetuse. Kui tunnete, et te ei istu ratastoolis nii taga kui tahaksite, võib juhtuda, et seljatoe polstri alumine klapp on kinnitatud kaugemale ette istmepolstri all. Seejärel vabastage see ja liigutage seda tahapoole.



Joonis 21



Joonis 22

SEADISTUSED

4. Ratastooli tasakaal (joonis 23)

Ratastooli tasakaalu saate muuta, liigutades veorattaid (tagatelg) ette või taha, vt [joonist 23](#).


Mida kaugemale ette te veorattad asetate, seda rohkem tahapoole tasakaalustatud on tool. See muudab istme etтелиikumise lihtsamaks ja annab teie veoratastele rohkem kaalu. Tooli on lihtsam manööverdada ja seda on ka kergem tõsta üles tagaratastel kui peate sõitma üle lävepaku.

Tool ei tohi siiski olla liiga palju tahapoole tasakaalus, kuna see võib tunduda ebamugav.

Seetõttu on oluline, et leiaksite aega, et proovida oma keha ja sõidutehnika jaoks sobivat tasakaalu, et iste lubaks teil ratastooli võimalikult hõlpsalt juhtida.

Tasakaalu muutmine toimub järgmiselt:

1. Eemaldage tagarattad.
2. Keerake lahti tagatelje kinnituste alumisel küljel asuvad poldid (1) mõlemal küljel, vt [joonist 23](#).
3. Nüüd saate rataste kinnitusi mööda raami toru ette- või tahapoole libistada. On oluline, et mõlemad rattakinnitused oleksid mõlemal küljel samas asendis. Kontrollige seda, mõõtes vertikaalse raami toru esiosa ja rattakinnituste tagumise osa vaheline kaugust **A** joonlaua või muu sarnase abil ning kontrollides, et kaugus oleks mõlemal küljel sama, vt [joonist 23](#).
4. Seejärel pingutage polte (1) kuni tagumine telg on kindlalt paigal. Pidage meeles, et väike jõupingutus tooli kohandamisel teie vajadustele vastavaks toob märkimisväärset kasu veel pikka aega. Proovige päeva jooksul erinevaid seadistusi, et märgata, kas teil on õiged istumisasendid ja õige tasakaal. Pärast u kuu aja möödumist tehke uus kontroll, et näha, kas kõik on korras.



Joonis 23

TARVIKUD/SEADISTUSED

5. Ülakeharihm

Vajadusel on lubatud paigaldada kolmanda osapoole toodetud puusavöö, mis vastab MDR EU 2017/745 nõuetele, seadmata ohtu CE-märgise eelduseid. Paigaldamine toimub rihmade kinnitamisega ümber raami. Kinnituste jaoks lubatud alad, [joonis 24](#)

6. Lükkamiskäepide ([joonis 25](#))

Lükkamiskäepidet saab abiline kasutada ratastoolis kasutaja lükkamiseks. Lükkamiskäepideme kõrgust saab reguleerida ja seda sisse keerata.

Lükkamiskäepideme kõrguse reguleerimine:

1. Tõmmake hoob (1) välja [joonis 25](#).
2. Nüüd saab lükkamiskäepidet tõsta või langetada.
3. Keerake hoob soovitud kõrgusele.

Lükkamiskäepideme sisse keeramine:

1. Vajutage ja hoidke all lükkamiskäepideme peal olevat nuppu (2), [joonis 25](#).
4. Nupu vajutamise ajal saate nüüd lükkamiskäepideme eemale keerata.
5. Vabastage nupp.

Külgkaitse ([joonis 26](#))

Külgkaitse kinnitatakse raami sisse kahe kruviga, kasutades 3 mm kuuskantvõtit.



Joonis 24



Joonis 25



Joonis 26

HOOLDUS

Teie Panthera on loodud olema peaaegu hooldusvaba. Siiski peate mõned osad regulaarselt üle vaatama.

Ladustamine

Kui ladustate ratastooli 4 kuuks või pikemaks ajaks, tuleb see panna sooja ja kuiva ruumi. Pärast ladustamist kontrollige rehvirõhku ja polstri seisukorda.

Pidev hooldus

Pidevaks hoolduseks on vajalik:

- autošampoon vms
- rasvaeemaldaja (rasva, määrded ja mustuse eemaldamiseks).
- universaalõli, nt CRC 5-56.

Kord kuus:

- Pühkige raami märja lapiga, kasutades autošampooni või nõudepesuainet. Kui ratastool on tugevasti määrdunud, võib kasutada rasvaeemaldajat. Määrige kõiki liikuvad osi pärast pesemist 5-56 universaalõliga.
- Puhastage eesmistate rataste kinnitusi kahvlis (kahvli ja ratta vahel). Siia kogunevad sageli karvad, tolm jms, mis võib põhjustada laagri kahjustumist. Keerake kuuskantvõtmega rattapolt 4 mm lahti ja eemaldage ratas. Seejärel puhastage ratta ja kahvli vahelisi vahedetaile ning pühkige rattalaagri välispinda lapiga. Tilgutage igasse laagrisse veidi õli. Kinnitage kõik detailid.
- Määrige tagaratta kiirvabastustelge. Eemaldage tagaratas ja tilgutage teljele paar tilka õli.
- Täitke rehvid õhuga. Eemaldage ventiililt kork, avage lukustusventiil ning täitke seejärel õhuga sobiva adapteri kaudu, õige rehvirõhu leidmiseks vaadake tehnilisi andmeid.
- Kontrollige kõiki kruvisid ja mutreid ning vajadusel pingutage neid.
- Kontrollige ratastooli kahjustuste suhtes. Kui on tekkinud kahjustus, võtke kohe ühendust Panthera AB-ga.

HOOLDUS

Kaks korda aastas:

- Määrige kõiki liikuvaid osi mõne tilga õliga.
- Peske istme- ja seljatoe polstrit ning padjakatet vajadusel 60 °C masinpesus.

Pange takjapael kokku, konksupool aasapoolega, et vältida polstri takjapaelaga kraapimist pesemise käigus.

Hooldus- ja remondiabi

Teeninduse või remondiga seotud abi saamiseks võtke esmalt ühendust oma kohaliku edasimüüjaga. Abi ja küsimustele vastuste saamiseks võite pöörduda ka Panthera poole.

Remondijuhendid saate alla laadida aadressilt www.panthera.se

Kuluosade vahetamine (joonised 27 ja 28)

Kuluosi nagu rehvid, sisekummid ja eesmised rattad saab tellida abikeskusest või Pantherast www.panthera.se tasu eest ning oskajad saavad osi vahetada ise kodustes tingimustes.

Nende ise välja vahetamiseks toimige järgmiselt:

Rehvi vahetamine (joonis 27)

- 1) Tellige õigete mõõtudega osad.
- 2) Võtke tagaratas lahti, vajutades kiirvabastusnuppu ja tõmmake ratas otse välja.
- 3) Võtke rehvi sobivate tööriistadega lahti.
- 4) Vigastuste vältimiseks paigaldage rehvi ettevaatlikult. Täitke rehvi õhuga.
- 5) Paigaldage tagaratas ratastooli külge ja jälgige, et kiirvabastusnupp hüppaks välja, et ratas rummu sisse lukustada. Haarake kodaratest ja tõmmake ratas paar korda välja, et kontrollida, kas see on lukustatud. Keerake ratas ja veenduge, et rehvi oleks õigesti paigaldatud ja täiesti ümmargune.


HOOLDUS

Eesmise ratta vahetamine

- 1) Tellige õigete mõõtudega osad.
- 2) Võtke ratas lahti, kasutades 4 mm kuuskantvõtit.
- 3) Uue eesmise ratta kinnitamisel hoidke pöidla ja nimetissõrmega mõlemat puksi all ning seejärel juhtige eesmine ratas kahvli avadesse.

- Pärast eesmistate rataste uuesti kokkupanemist peale puhastamist või hooldust kontrollige alati, et pöidlil oleks ikka veel keermelukk (sinine, punane või roheline), mis näitab keermelukkust lukustumist. Kui keermelukkust puudub, tuleb tellida uus polt või kasutada kerget keermelukku.

- 4) Pingutage 4 mm kuuskantvõtmega. Kontrollige, kas ratas pöörleb kergelt.



Joonis 27



Joonis 28

GARANTII JA ELUIGA

Eluiga:

Panthera toote eluiga sõltub sellest, kui aktiivselt seda kasutatakse ning kui põhjalik ollakse hooldustega.

Kui ratastool jõuab oma eluea lõpule, tuleb see ringlussevõtuks viia kohalikule edasimüüjale või Panthera AB-sse.

Garantii

Panthera AB annab ratastooli raamile viieaastase tehasegarantii. Teistele osadele kehtib 12-kuuline garantii (välja arvatud kuluosad).

- Garantii katab tootevead, mis on tingitud konstruktsiooni, materjali või tootmisdefektidest.
- Garantii EI kata rikkeid, mis on tingitud tavapärasest kulumisest, hooletust hooletusest, käsitsemisvigadest, ebaõigest ladustamisest, ostjapoolses vales kokkupanekust, teistest allikatest pärit toodete reguleerimisest ja kasutamisest ilma Panthera AB kirjaliku nõusolekuta või rikestest, mis on tingitud ostja omal algatusel tehtud remondist.

Taaskasutamine

Panthera Micro 3 sobib taaskasutamiseks. Enne taaskasutamist tuleb ratastool puhastada, desinfitseerida ja saata kontrollimiseks volitatud edasimüüjale.


Märgistus (joonised 29 ja 30)

Ratastooli märgistus asub raami esiosas.

Sümbolite selgitused leiate lk 3.



Joonis 29



Joonis 30

TEHNILISED ANDMED

MICRO 3				
Mudeli kood	G515	G515		
Istme laius (cm)	24	27		
Kogulaius	46	49		
Kogupikkus	63	63		
Kogukõrgus, 20" tagarattad	55	55		
Pesa				
Istme kaldenurk	0°	0°		
Istme kõrgus taga, 18" tagarattad	30,5	30,5		
Istme kõrgus ees, 20" tagarattad	33	33		
Istme sügavus	15-20	15-20		
Seljatugi				
Seljatoe kõrgus	22-28	22-28		
Seljatoe kaldenurk ette-taha	0°	0°		
Tagaratta läbimõõt	18, 20"	18, 20"		
Tagaratta kumerusnurk	10°	10°		
Eesmise ratta läbimõõt (mm)	90	90		
Mõõt; Istmest jalaplaadini (mm)	95-245	95-245		
Transport				
Laius	31	34		
Pikkus	63	63		
Kõrgus	53	53		
Kaal				
Kokku (g) *	3426	3544		
Transport	2246	2364		
Kasutaja kaal (kg)	30	30		
Rehvirõhk (bar/kPa)	7/700	7/700		
Materjal: raam/seljatugi	Kroommolübdeenist torud			
Materjal: polster	Polüuretaaniga kaetud polüester			
Polsterdus, padi:	Tulekindlust on testitud vastavalt: ISO 7176-16			
Ratastooliklass	B; sees			
* Kaal koos kallutusvastase seadme ja paigaldatud jalaplaadiga.				

TEHNILISED ANDMED

MICRO 3 LONG

Mudeli kood	G515	G515		
Istme laius (cm)	24	27		
Kogulaius	46	49		
Kogupikkus	71	71		
Kogukõrgus, 20" tagarattad	55	55		
Pesa				
Istme kaldenurk	0°	0°		
Istme kõrgus taga, 18" tagarattad	30,5	30,5		
Istme kõrgus ees, 20" tagarattad	33	33		
Istme sügavus	20-25	20-25		
Seljatugi				
Seljatoe kõrgus	22-28	22-28		
Seljatoe kaldenurk ette-taha	0°	0°		
Tagaratta läbimõõt	18, 20"	18, 20"		
Tagaratta kumerusnurk	10°	10°		
Eesmise ratta läbimõõt (mm)	90	90		
Mõõt; Istmest jalaplaadini (mm)	95-245	95-245		
Transport				
Laius	31	34		
Pikkus	71	71		
Kõrgus	53	53		
Kaal				
Kokku (g) *	3496	3606		
Transport	2316	2426		
Kasutaja kaal (kg)	30	30		
Rehvirõhk (bar/kPa)	7/700	7/700		
Materjal: raam/seljatugi	Kroommolübdeenist torud			
Materjal: polster	Polüuretaaniga kaetud polüester			
Polsterdus, padi:	Tulekindlust on testitud vastavalt: ISO 7176-16			
Ratastooliklass	B; sees			

* Kaal koos kallutusvastase seadme ja paigaldatud jalaplaadiga.

panthera®



CE

Panthera AB, Gunnebogatan 26, 163 53 Spånga
08-761 50 40, www.panthera.se, panthera@panthera.se