










Utprovad av:









Telefon:

E-post:

Utprovad för:

Datum:

Färg:	<input type="checkbox"/> Svart	
Sittbredd (BB):	<input type="checkbox"/> 33 cm 352 33 00BLG	<input type="checkbox"/> 36 cm 352 36 00BLG
	<input type="checkbox"/> 39 cm 352 39 00BLG	<div style="border: 1px solid red; padding: 2px;">BB= Sittbredd, HH= Rygghöjd</div> <div style="border: 1px solid red; padding: 2px; margin-left: 100px;">Art.nr inkluderar: sits, rygggläs, vadbånd</div> <div style="border: 1px solid red; padding: 2px; margin-left: 100px;">Bredd 33-39 cm max. brukarvikt 100 kg</div>
Bakaxel:	<input type="checkbox"/> Carbon, +0 cm 330 23 BB <div style="border: 1px solid red; padding: 2px; margin-left: 20px;">Rullstolen i sitt smalaste utförande</div>	<div style="border: 1px solid red; padding: 2px; margin-left: 100px;">Bakaxelinställning balansering av rullstolen</div> <input type="checkbox"/> standard position, 25 mm <input type="checkbox"/> annan position A= _____ mm <div style="border: 1px solid red; padding: 2px; margin-left: 10px;">Ange måttet (A) för önskad balansering.</div> 
	<input type="checkbox"/> Carbon, +1,5 cm 330 23 BC* <div style="border: 1px solid red; padding: 2px; margin-left: 20px;">Vid val av Spinegyr-drivhjul</div> <div style="border: 1px solid red; padding: 2px; margin-left: 20px;">* sittbredd BB +1</div>	<div style="border: 1px solid red; padding: 2px; margin-left: 20px;">Se tillvalslista.</div>
Länkhjul:	<input type="checkbox"/> 5" 230 00 40	<input type="checkbox"/> 5" Tjock gummibana 230 00 43
	*OBS! Det behövs två länkhjul till varje stol, art.nr. är för ett länkhjul!	
Rygghöjd:	<input type="checkbox"/> 20 cm 323 BB 20	<input type="checkbox"/> 25 cm 323 BB 25
	<input type="checkbox"/> 30 cm 323 BB 30	<input type="checkbox"/> 35 cm 323 BB 35
	<input type="checkbox"/> 40 cm 323 BB 40	<input type="checkbox"/> 45 cm 323 BB 45
Specialryggar:	<input type="checkbox"/> Insvängd rygg finns i höjd 30-40 cm 325 BB HH <div style="border: 1px solid red; padding: 2px; margin-left: 20px;">Se tillvalslista.</div>	<input type="checkbox"/> Bakåtbockad rygg finns i höjd 20-40 cm 324 BB HH <input type="checkbox"/> Övriga specialryggar <div style="border: 1px solid red; padding: 2px; margin-left: 20px; width: 100px; height: 20px;"></div>
		
Fotstöd:	<input type="checkbox"/> Fotbåge, titan 360 01 34 BB = 33 <input type="checkbox"/> Fotplattor, fällbara 33/36 670 33 00 endast for BB = 33-39 <input type="checkbox"/> Fotplatta, Bambino 400 21 BB endast for BB = 33-39	<input type="checkbox"/> Fotbåge, titan 360 01 BB BB = 36-39 <input type="checkbox"/> Fotplattor, fällbara 39/42 400 21 BB endast for BB = 33-39 <input type="checkbox"/> Övriga fotstöd <div style="border: 1px solid red; padding: 2px; margin-left: 10px;">Se tillvalslista.</div> <div style="border: 1px solid red; padding: 2px; margin-left: 10px; width: 100px; height: 20px;"></div>
		<input type="checkbox"/> Platta fotbåge 360 10 BB plast BB = 33-50
Drivhjul:	<input type="checkbox"/> 24", med Titan-drivring 130 00 20 <input type="checkbox"/> 24", med Tetragrip-drivring 130 00 40 <input type="checkbox"/> Övriga drivhjul <div style="border: 1px solid red; padding: 2px; margin-left: 10px;">Se tillvalslista.</div> <div style="border: 1px solid red; padding: 2px; margin-left: 10px; width: 100px; height: 20px;"></div>	<input type="checkbox"/> 24", med Aluminium-drivring 130 00 10 <input type="checkbox"/> 24", med Paragrip-drivring 130 00 50 <input type="checkbox"/> 24", med Maxgrepp-drivring, tunn* 130 00 30 <input type="checkbox"/> 24", Spiderhjul, med polymerkompakt-drivring 110 00 30
		<div style="border: 1px solid red; padding: 2px; margin-left: 100px;">*OBS! Innehåller latex!</div> <div style="border: 1px solid red; padding: 2px; margin-left: 100px; margin-top: 10px;">OBS! Det behövs två drivhjul till varje stol, art.nr. är för ett drivhjul!</div>
Ekerskydd:	<input type="checkbox"/> 24" Ekerskydd med logga 450 00 00	<input type="checkbox"/> 24" Ekerskydd utan logga 450 00 11
		

Broms: 	<input type="checkbox"/> Hög broms 461 00 00
Körhandtag: 	<input type="checkbox"/> Fast 421 00 00 <input type="checkbox"/> Vikbar 423 00 00 <input type="checkbox"/> Höj & sänkbar 425 00 00
Tippskydd: 	<input type="checkbox"/> Tippskydd 435 12 00
Sidoskydd: 	<input type="checkbox"/> Sidoskydd med skärm, 26" 442 00 40 <input type="checkbox"/> Sidoskydd plast, 26" 440 00 40 <div style="border: 1px solid red; padding: 2px; font-size: small;">OBS! P.g.a. att chassit är 25 mm lägre behöver man använda sidoskydd för 26" drivhjul för att få tillräckligt med utrymme för 24" drivhjul.</div>
Dyna: 	<input type="checkbox"/> Kort dyna 2,5 cm sittdjup 35 cm BB=36-45 472 35 BB <input type="checkbox"/> Kort dyna justerbar 2,5 cm 472 34 BB sittdjup 35 cm BB=30-33 <input type="checkbox"/> Kort dyna 5 cm sittdjup 35 cm BB=36-45 475 35 BB <input type="checkbox"/> Kort dyna justerbar 5 cm 472 34 BB sittdjup 35 cm BB=30-33
Tillbehör:	<input type="checkbox"/> Sitsväska förvaring av plånbok, mobil, nycklar m.m. 990 02 00 fästes under sitsen <input type="checkbox"/> Kryckkäpphållare _____ st 990 03 00 OBS! 2st / krycka <input type="checkbox"/> Ändpropp chassi i stål _____ st 903 00 11 OBS! 2st / chassi <input type="checkbox"/> Rörskydd _____ st 990 02 51 elastiskt skydd för rör och lack
Ryggvinkel: inställning	Ryggvinkel justeras med ryggbulten Ange måttet (A) för önskad ryggvinkel. A= _____ mm 
Fotstöd: inställning	Fotstödsinställning Ange måttet (A) och (B) för önskat fotstöd. A= _____ mm B= _____ mm 
Märkning:	<input type="checkbox"/> JA märk upp stolen med fästpunkter för transport i färdtjänstfordon. <input type="checkbox"/> NEJ märk INTE upp stolen med fästpunkter för i färdtjänstfordon. <div style="border: 1px solid red; padding: 2px; font-size: small;">OBS! Se bruksanvisningen för närmare anvisningar.</div> 
Övrigt:	