












Utprovad av: Telefon:

E-post:

Utprovad för: Datum:

Färg:	<input type="checkbox"/> Svart					
Sittbredd (BB):	<input type="checkbox"/> 36 cm 347 36 00G	<input type="checkbox"/> 39 cm 347 39 00G	<input type="checkbox"/> 42 cm 347 42 00G	<input type="checkbox"/> 45 cm 347 45 00G	<input type="checkbox"/> BB= Sittbredd, HH= Rygghöjd Art.nr inkluderar: sits och rygggläs Bredd 36-42 cm max. brukarvikt 100 kg Bredd 45-50 cm max. brukarvikt 150 kg	
Bakaxel:	<input type="checkbox"/> Carbon, +0 cm 330 23 BB	<input type="checkbox"/> Carbon, +1,5 cm 330 23 BC*	<input type="checkbox"/> annan bakaxel	<input type="checkbox"/> Rullstolen i sitt smalaste utförande Vid val av armstöd och / eller Spinergy-drivhjul Se tillvalslista. <input type="text"/> * sittbredd BB +1		<input type="checkbox"/> Bakaxelinställning balansering av rullstolen <input type="checkbox"/> standard position, 25 mm <input type="checkbox"/> annan position A= _____ mm Ange måttet (A) för önskad balansering. 
Länkhjul:	<input type="checkbox"/> 5" Tjock gummibana 230 00 43	<input type="checkbox"/> 6" 200 45 15	*OBS! Det behövs två länkhjul till varje stol, art.nr. är för ett länkhjul!			
Rygghöjd:	<input type="checkbox"/> 20 cm 323 BB 20	<input type="checkbox"/> 25 cm 323 BB 25	<input type="checkbox"/> 30 cm 323 BB 30	<input type="checkbox"/> 35 cm 323 BB 35	<input type="checkbox"/> 40 cm 323 BB 40	<input type="checkbox"/> 45 cm 323 BB 45
Specialryggar:	<input type="checkbox"/> Insvängd rygg finns i höjd 30-40 cm 325 BB HH	<input type="checkbox"/> Bakåtbockad rygg finns i höjd 20-40 cm 324 BB HH	<input type="checkbox"/> Övriga specialryggar	Se tillvalslista. <input type="text"/>		
Fotstöd:	<input type="checkbox"/> Benstöd swing kpl par 33/36 660 36 00 hälband ingår ej	<input type="checkbox"/> Benstöd swing kpl par 39/42 660 39 00 hälband ingår ej	<input type="checkbox"/> Benstöd swing kpl par 45 660 45 00 hälband ingår ej	<input type="checkbox"/> Hälband 33/36 370 03 35	<input type="checkbox"/> Hälband 39/42 370 03 41	<input type="checkbox"/> Hälband 45 370 03 47
Drivhjul:	<input type="checkbox"/> 24", med Titan-drivring 130 00 20	<input type="checkbox"/> 24", med Aluminium-drivring 130 00 10	<input type="checkbox"/> 24", med Tetragrip-drivring 130 00 40	<input type="checkbox"/> 24", med Paragrip-drivring 130 00 50	<input type="checkbox"/> 24", med Maxgrepp-drivring, tunn** 130 00 30	**OBS! Innehåller latex! OBS! Det behövs två drivhjul till varje stol, art.nr. är för ett drivhjul!
Ekerskydd:	<input type="checkbox"/> 24" Ekerskydd med logga 450 00 00	<input type="checkbox"/> 24" Ekerskydd utan logga 450 00 11				

Broms: 	<input type="checkbox"/> Hög broms 461 00 00
Körhandtag: 	<input type="checkbox"/> Fast 421 00 00 <input type="checkbox"/> Vikbar 423 00 00 <input type="checkbox"/> Höj & sänkbar 425 00 00
Tippskydd: 	<input type="checkbox"/> Tippskydd 435 10 00
Sidoskydd: 	<input type="checkbox"/> Sidoskydd med skärm 442 00 10 <input type="checkbox"/> Sidoskydd med skärm, 26" 442 00 40
Armstöd: 	<input type="checkbox"/> med kort dyna 23 cm 443 01 00 <input type="checkbox"/> med lång dyna 30 cm 443 01 30 <input type="checkbox"/> förhöjt 35 mm, kort dyna 23 cm 443 01 20 <input type="checkbox"/> förhöjt 35 mm, lång dyna 30 443 01 40 <div style="border: 1px solid red; padding: 2px; font-size: small;">Vid val av armstöd eller Spinergyhjul så måste man välja bakaxel Carbon +15mm för att öka utrymmet mellan hjul och chassi</div>
Dyna: 	<input type="checkbox"/> Dyna 2,5 cm sittdjup 40cm 472 00 BB <input type="checkbox"/> Dyna 5 cm sittdjup 40cm 475 00 BB <input type="checkbox"/> Dyna 7 cm sittdjup 40cm 477 00 BB
Tillbehör:	<input type="checkbox"/> Sitsväska förvaring av plånbok, mobil, nycklar m.m. 990 02 00 fästes under sitsen <input type="checkbox"/> Ändropp chassi i stål _____ st 903 00 11 OBS! 2st / chassi <input type="checkbox"/> Kryckkäpphållare _____ st 990 03 00 OBS! 2st / krycka
Ryggvinkel: inställning	Ryggvinkel justeras med ryggbulten Ange måttet (A) för önskad ryggvinkel. A= _____ mm 
Fotstöd: inställning	Fotstödsinställning Ange önskat mått för (A) och (B) A= _____ mm B= _____ mm 
Märkning:	<input type="checkbox"/> JA märk upp stolen med fästpunkter för transport i färdtjänstfordon. <input type="checkbox"/> NEJ märk INTE upp stolen med fästpunkter för i färdtjänstfordon. <div style="border: 1px solid red; padding: 2px; font-size: small;">OBS! Se bruksanvisningen för närmare anvisningar.</div> 
Övrigt:	