



















|   |   |   |  |
|---|---|---|--|
| Utprovad av:  | <input type="text"/>  | Telefon:  | <input type="text"/>   |
| E-post:   | <input type="text"/>  |   |  |
| Utprovad för:   | <input type="text"/>  | Datum:  | <input type="text"/>   |
| <b>Färg:</b>  | <input type="checkbox"/> Svart  |   |  |
| <b>Sittbredd (BB):</b>  | <input type="checkbox"/> 33 cm <input type="checkbox"/> 36 cm <input type="checkbox"/> 39 cm <input type="checkbox"/> 42 cm<br>353 33 00BLG    353 36 00BLG    353 39 00BLG    353 42 00BLG   |   |  |
|    | <input type="checkbox"/> <b>BB= Sittbredd, HH= Rygghöjd</b>   |   | Art.nr inkluderar: sits och ryggslås<br>Bredd 36-42 cm <b>max. brukarvikt 100 kg</b><br>Bredd 45-50 cm <b>max. brukarvikt 150 kg</b> |
| <b>Bakaxel:</b>   | <input type="checkbox"/> <b>Carbon, +0 cm</b> <input type="checkbox"/> Rullstolen i sitt smalaste utförande <input type="checkbox"/> <b>Bakaxelinställning</b> balansering av rullstolen<br>330 23 BB<br><input type="checkbox"/> <b>Carbon, +1,5 cm</b> Vid val av armstöd och / eller Spinerger-drivhjul <input type="checkbox"/> <b>standard position, 0 mm</b><br>330 23 BC*<br><input type="checkbox"/> <b>annan bakaxel</b> <a href="#">Se tillvalslista.</a> <input type="checkbox"/> <b>OBS!</b> För annan inställning av bakaxeln än standard, var god kontakta Panthera.  |   |  |
|    | <input type="checkbox"/> * sittbredd BB +1  |  |  |
| <b>Länkhjul:</b>  | <input type="checkbox"/> <b>5" Tjock gummibana</b> <input type="checkbox"/> <b>6"</b><br>230 00 43    200 45 15   |   |  |
|    | <input type="checkbox"/> *OBS! Det behövs två länkhjul till varje stol, art.nr. är för ett länkhjul!  |   |  |
| <b>Rygghöjd:</b>  | <input type="checkbox"/> 20 cm <input type="checkbox"/> 25 cm <input type="checkbox"/> 30 cm <input type="checkbox"/> 35 cm <input type="checkbox"/> 40 cm <input type="checkbox"/> 45 cm<br>323 BB 20    323 BB 25    323 BB 30    323 BB 35    323 BB 40    323 BB 45   |   |  |
|   |   |   |  |
| <b>Specialryggar:</b>   | <input type="checkbox"/> <b>Insvängd rygg</b> finns i höjd 30-40 cm <input type="checkbox"/> <b>Bakåtbockad rygg</b> finns i höjd 20-40 cm<br>325 BB HH    324 BB HH<br><input type="checkbox"/> <b>Övriga specialryggar</b> <a href="#">Se tillvalslista.</a>  |   |  |
|  | <input type="text"/>  |   |  |
| <b>Fotstöd:</b>   | <input type="checkbox"/> <b>Fotplattor fällbara 33/36</b> <input type="checkbox"/> <b>Fotplattor fällbara 39/42</b><br>660 36 00    hälbånd ingår ej    660 39 00    hälbånd ingår ej<br><input type="checkbox"/> <b>Hälbånd 33/36</b> <input type="checkbox"/> <b>Hälbånd 39/42</b><br>370 03 35    370 03 41  |   |  |
|  |   |   |  |
| <b>Drivhjul:</b>  | <input type="checkbox"/> <b>24", med Titan-drivring</b> <input type="checkbox"/> <b>24", med Aluminium-drivring</b><br>130 00 20    130 00 10<br><input type="checkbox"/> <b>24", med Tetragrip-drivring</b> <input type="checkbox"/> <b>24", med Paragrip-drivring</b><br>130 00 40    130 00 50<br><input type="checkbox"/> <b>24", med Maxgrepp-drivring, tunn**</b> <input type="checkbox"/> <b>**OBS!</b> Innehåller latex!<br>130 00 30<br><input type="checkbox"/> <b>Övriga drivhjul</b> <a href="#">Se tillvalslista.</a> <input type="checkbox"/> <b>OBS!</b> Det behövs två drivhjul till varje stol, art.nr. är för ett drivhjul! |   |  |
|  | <input type="text"/>  |   |  |
| <b>Ekerskydd:</b>   | <input type="checkbox"/> <b>24" Ekerskydd med logga</b> <input type="checkbox"/> <b>24" Ekerskydd utan logga</b><br>450 00 00    450 00 11  |   |  |
|  |   |   |  |

|   |  |
|---|--|
| <b>Broms:</b><br>      | <input type="checkbox"/> <b>Hög broms</b><br>461 00 00   |
| <b>Körhandtag:</b><br> | <input type="checkbox"/> <b>Fast</b> 421 00 00 <input type="checkbox"/> <b>Vikbar</b> 423 00 00 <input type="checkbox"/> <b>Höj &amp; sänkbar</b> 425 00 00  |
| <b>Tippskydd:</b><br>  | <input type="checkbox"/> <b>Tippskydd</b><br>435 10 00   |
| <b>Sidoskydd:</b><br>  | <input type="checkbox"/> <b>Sidoskydd med skärm</b> 442 00 10 <input type="checkbox"/> <b>Sidoskydd med skärm, 26"</b> 442 00 40   |
| <b>Armstöd:</b><br>    | <input type="checkbox"/> <b>med kort dyna 23 cm</b> 443 01 00 <input type="checkbox"/> <b>med lång dyna 30 cm</b> 443 01 30<br><input type="checkbox"/> <b>förhöjt 35 mm, kort dyna 23 cm</b> 443 01 20 <input type="checkbox"/> <b>förhöjt 35 mm, lång dyna 30</b> 443 01 40<br><div style="border: 1px solid red; padding: 2px; font-size: small;">Vid val av armstöd eller Spinergyhjul så måste man välja bakaxel Carbon +15mm för att öka utrymmet mellan hjul och chassi</div> |
| <b>Dyna:</b><br>      | <input type="checkbox"/> <b>Dyna 2,5 cm</b> sittdjup 35 cm 472 35 BB <input type="checkbox"/> <b>Dyna 5 cm</b> sittdjup 35 cm 475 35 BB <input type="checkbox"/> <b>Dyna 7 cm</b> sittdjup 35 cm 477 35 BB   |
| <b>Tillbehör:</b>   | <input type="checkbox"/> <b>Sitsväska</b> förvaring av plånbok, mobil, nycklar m.m. 990 02 00 fästes under sitsen <input type="checkbox"/> <b>Ändropp chassi i stål</b> _____ st 903 00 11 OBS! 2st / chassi<br><input type="checkbox"/> <b>Kryckkäpphållare</b> _____ st 990 03 00 OBS! 2st / krycka  |
| <b>Ryggvinkel:</b><br>inställning   | <b>Ryggvinkel</b> justeras med ryggbulten<br>Ange måttet (A) för önskad ryggvinkel. A= _____ mm<br>   |
| <b>Fotstöd:</b><br>inställning  | <b>Fotstödsinställning</b><br>Ange önskat mått för (A) och (B)<br>A= _____ mm      B= _____ mm<br>  |
| <b>Märkning:</b>  | <input type="checkbox"/> <b>JA</b> märk upp stolen med fästpunkter för transport i färdtjänstfordon.<br><input type="checkbox"/> <b>NEJ</b> märk <b>INTE</b> upp stolen med fästpunkter för i färdtjänstfordon.<br><div style="border: 1px solid red; padding: 2px; font-size: small;">OBS! Se bruksanvisningen för närmare anvisningar.</div>    |
| <b>Övrigt:</b>  |  |