

Spånga 2001 05 14

Att: Ordinatörer
Tekniker
Inköpare**NYHET*****Vi har förlängt vadbanden till Fotplatta Bambino.***

Vi kan nu erbjuda längre vadband till fotplatta Bambino. Vid beställning ange:

ArtikelNr	Benämning	Pris
438 03 50	Vadband, Bambino 27-30 komplett	86 kr
438 03 51	Vadband, Bambino 33-36 komplett	86 kr
438 03 52	Vadband, Bambino 27-30 kardborre hård	50 kr
438 03 53	Vadband, Bambino 27-30 kardborre mjuk	50 kr
438 03 54	Vadband, Bambino 33-36 kardborre hård	50 kr
438 03 55	Vadband, Bambino 33-36 kardborre mjuk	50 kr

Vadband fotplatta Bambino


Dessa vadband har samma funktion och utseende som förut.

Den enda skillnaden är att vi har förlängt dem.

Till bambinofotplatta med bredd 27 och 30, så har vi förlängt vadbandet 40 mm.

Till bambinofotplatta med bredd 33 och 36, så har vi förlängt vadbandet 80 mm.

Detta för att vadbandet skall räcka till om man har fötterna långt bak på fotplattan.



Hälsningar från oss alla på Panthera