



Info 01-2

Spånga 2001 05 25

Att: Ordinatörer
Tekniker
Inköpare

NYHET

2 grader camberaxel standard på våra 45 cm breda stolar.

Från och med 2001-05-28 inför vi 2 graders camberaxel som standard på våra stolar som finns i 45 cm bredd. 45 cm bredd finns i modellerna :

U2 och Standard


Camberaxel till Panthera Standard och U2 bredd 45

Vi har nu ytterligare förstärkt våra modeller som finns i 45 bredd.

Detta genom att införa camberaxel 2 grader som standard på dessa stolar.

Art. Nr 3344502

Benämning. Camberaxel sats 45, 2 gr



Hälsningar från oss alla på Panthera