

panthera®

Infoblad 2010-01

2010-02-18

SITTKLÄDSEL - sittdjup - begrepp

Bilden nedan visar de olika begrepp som används om sittdjup och hur vi mäter dessa.

Effektivt sittdjup (A) mäts från rygglädselns mitt till sitsens framkant. Varierar beroende på hur mycket man slackar rygglädseln, och vilken ryggvinkel man har. Det blir samma djup som dynan har.

Sittdjup (B) mäts från ryggstolpen till sitsens framkant. Det är måttet som anges i broschyrer och tekniska data.

Sittklädselns längd (C) är det faktiska måtten på själva sittklädseln. Anges i millimeter.

Sittbredd (D) är sittbredden på stolen.

NYHET!

Vi har lagt in **sittklädselns längd (c)** i benämningen på alla fasta sitsar;

Ex. på benämning: "**Sittklädsel S2 Kort 36 (246mm)**" där (246mm) står för sittklädselns längd.

