

panthera®

Infoblad 2011-06

2011-09-14

Panthera X broms



Nu är den nya Panthera X enhandsbromsen klar för leverans. De stolar som levereras fr.o.m. vecka 36 kommer att ha den nya bromsen monterad om man beställer rullstolen med broms.

Den nya bromsen är lättare och väger 258g vilket är 150g mindre än den gamla.

Den är tillverkad i aluminium med inslag av kolfiber. Bromsen har förbättrad geometri och precision i bromsrörelsen.

Den är lättare att använda för de med nedsatt handfunktion.

Utformningen och placering av länkstaget gör att det inte är i vägen vid lyft av rullstolen.



Benämning

art.nr.

Enhandsbroms X 33 Hö	art.nr. 4623302
Enhandsbroms X 33 Vä	art.nr. 4623301
Enhandsbroms X 36 Hö	art.nr. 4623602
Enhandsbroms X 36 Vä	art.nr. 4623601
Enhandsbroms X 39 Hö	art.nr. 4623902
Enhandsbroms X 39 Vä	art.nr. 4623901
Enhandsbroms X 42 Hö	art.nr. 4624202
Enhandsbroms X 42 Vä	art.nr. 4624201
Enhandsbroms X 45 Hö	art.nr. 4624502
Enhandsbroms X 45 Vä	art.nr. 4624501

PANTHERA

TECHNOLOGY