

panthera®

Infoblad 2011-08

2011-10-24

Bambino med abduktionsfront



Nu finns det möjlighet att beställa Bambino med abduktionsfront. D.v.s att ramrören uppe vid knäna är lätt utsvängda för att skapa mer utrymme. Bredden mellan ramrören har ökats med 6 cm. Även fotplattan är 6 cm bredare. Vid beställning av fotplatta till abduktionsfront ska den alltså vara 6 cm bredare än sittbredden. Bredd 33 cm har 6 veckors leveranstid.

Nya artikelnummer:

Art.nr. 3572400G	bredd 24 cm
Art.nr. 3572700G	bredd 27 cm
Art.nr. 3573000G	bredd 30 cm
Art.nr. 3573300G	bredd 33 cm

