

panthera®

Infoblad 2012-03

2012-02-13

Vårdarbroms



Nu kan Panthera erbjuda ett vårdarbroms-kit .

Kitet består av två st 24" drivhjul med trumbromsar och aluminium drivringar och två st bromshandtag med tillhörande vajrar. Även monteringsdetaljer ingår för att montera drivhjulen på den gamla std bakaxeln och för att montera bromshandtagen på höj&sänkbara körhandtag.

Om inte rullstolen är utrustad med den gamla std bakaxeln och höj&sänkbara körhandtag / körbåge måste ordern kompletteras med dessa artiklar.

Drivhjulen har 24" som standard men kan även beställas som 20" eller 22" men är då ingen lagervara utan har då längre leveranstid.

Vårdarbroms passar:

Panthera S2, S2 kort, S2 kort-låg, S2 Large, Swing, Swing-kort, U2 och Bambino

Drivhjul 24" med vårdarbroms med Alu drivring
Drivhjul 24" med vårdarbroms utan drivring

art.nr. 1103241
art.nr. 1103240