

panthera®

Infoblad 2012-05

2012-03-22

Ny navaxel till Spox std



Nu ersätter vi navaxeln till drivhjul Spox standard med samma axel som vi använder till de nya naven på vårt standarddrivhjul. I och med detta behövs inte den 7 mm distans som användes tidigare till den gamla axeln.

Tidigare axel:
art.nr. 1100025 Axel QR 1/2" / 12,7mm x 99 mm

Ny axel:
art.nr. 1100022 Axel QR 1/2" / 12,7mm x 91 mm SJ