

Ny standardbakaxel till Bambino



Inom kort så kommer Bambino att levereras med en ny standardbakaxel. Den nya bakaxeln har en cambervinkel på 6° och röret av aluminium har en diameter på 26 mm. Fördelarna med den nya bakaxelmodellen är att rullstolen får betydligt bättre köregenskaper och att modellen passar till Bambinos alla bredder och chassivarianter.

art.nr.	Benämning	Passar till
Komplett sats		
3362416	Camberaxel sats 24 6 gr 26 mm	Bambino std + Bambino Abduktion bredd 24 cm
3362716	Camberaxel sats 27 6 gr 26 mm	Bambino std + Bambino Abduktion bredd 27 cm
3363016	Camberaxel sats 30 6 gr 26 mm	Bambino std + Bambino Abduktion bredd 30 cm
3363316	Camberaxel sats 33 6 gr 26 mm	Bambino std + Bambino Abduktion bredd 33 cm
Bakaxelrör		
3362406	Camberaxelrör 26 mm/24 cm 6 gr kpl	Bambino std + Bambino Abduktion bredd 24 cm
3362706	Camberaxelrör 26 mm/27 cm 6 gr kpl	Bambino std + Bambino Abduktion bredd 27 cm
3363006	Camberaxelrör 26 mm/30 cm 6 gr kpl	Bambino std + Bambino Abduktion bredd 30 cm
3363306	Camberaxelrör 26 mm/33 cm 6 gr kpl	Bambino std + Bambino Abduktion bredd 33 cm
Fäste		
3302510	Fäste bakaxel kpl förhöjning 10mm	Bambino std + Bambino Abduktion alla bredder