

## Nytt standarddäck till drivhjul X



### NYTT STANDARDDÄCK TILL DRIVHJUL X

Schwalbe som tillverkar våra standarddäck till drivhjulen har upphört med tillverkningen av däckets Schwalbe Speed Run 24" x 1 art.nr. 1000053, som har använts på drivhjul X.

Ersättningsdäck blir Schwalbe ULTREMO ZX 24" x 0,9 som har samma vikt och prestanda som Speed Run. Pris och art.nr. blir oförändrade.

När vårt lager med SpeedRun tagit slut inom kort kommer drivhjul X att levereras med däck ULTREMO istället.