

## DRIVRINGAR PARAGRIP OCH TETRAGRIP MED BOCKADE FÄSTEN



NYA PARAGRIP OCH TETRAGRIP MED BOCKADE FÄSTEN



ÄLDRE PARAGRIP OCH TETRAGRIP MED RAKA FÄSTEN

Drivringarna Paragrip och Tetragrip börjar nu successivt att levereras med bockade fästen (tabs), dvs samma utförande som titandringarna har. Dessa kommer efterhand att ersätta de gamla med raka fästen.

Fördelen blir att drivringarna då kommer att få större totaldiameter, 560 mm, samma som alla våra andra drivringar, mot tidigare 530 mm, vilket innebär lättare framdrivning av rullstolen. De nya drivringarna monteras på samma sätt som tidigare och infästningsmättet är lika stort som på de med raka fästen.

För att kunna skilja dem från de gamla förses de med tillägget BT (bent tabs) i artikelnumret. Priset är det samma som tidigare. De äldre drivringarna med raka fästen kommer att kunna beställas så länge de finns kvar i lager.



SKILLNAD I DIAMETER PÅ DE GAMLA DRIVRINGARNA  
JÄMFÖRT MED DE NYA TILL HÖGER. 530 MOT 560 MM

art.nr. 1905120BT Drivring Para 20" 6 bockade öron  
art.nr. 1905122BT Drivring Para 22" 6 bockade öron  
art.nr. 1905124BT Drivring Para 24" 6 bockade öron  
art.nr. 1905125BT Drivring Para 25" 6 bockade öron  
art.nr. 1905126BT Drivring Para 26" 6 bockade öron  
art.nr. 1905220BT Drivring Tetra 20" 6 bockade öron  
art.nr. 1905222BT Drivring Tetra 22" 6 bockade öron  
art.nr. 1905224BT Drivring Tetra 24" 6 bockade öron  
art.nr. 1905225BT Drivring Tetra 25" 6 bockade öron  
art.nr. 1905226BT Drivring Tetra 26" 6 bockade öron

NYA ARTIKELNUMMER FÖR DE NYA DRIVRINGARNA