

NY DESIGN PÅ SIDOSKYDD CARBON



Sidoskydd Carbon kommer inom kort med en ny design, där finishen har liknande karaktär som Panthera X chassit, dvs blankt med en tydlig kolfiberstruktur. Kanterna runt sidoskyddet har fått en mjukare, rundare form.

Carbon Large har också fått en något mindre skärm över drivhjulet för att öka funktionaliteten vid körning av rullstolen.

Sidoskyddsfästena, både till ryggen och chassit, har justerats för att ge en stadigare infästning av sidoskyddet.

Leveranser av det nya utförandet kommer att ske successivt med start från vecka 19.

Artikelnummer och pris blir oförändrade.



Sidoskydd Carbon Small i det nya utförandet.



Sidoskydd Carbon Small monterad.



Fästet för sidoskydd Carbon.