


SITSVÄSKA I NY DESIGN



SITSMONTERAD art.nr. 9900212



DYNMONTERAD art.nr. 9900213

Nu lanserar vi en sitsväska i ny design. Sitsväskan används för förvaring av nycklar, mobil eller plånbok m.m. Den är ett standardtillbehör till U3 LIGHT

Sitsväskan finns i två varianter, sitsmonterad eller dynmonterad.

- Den **sitsmonterade** fästs direkt mot sitsens kardborreband, och sitter sedan monterad på stolen.
- Den **dynmonterade** väskan sitter fäst i dynan, och följer med dynan när dynan tas ur stolen. Den levereras med ett löst självhäftande kardborreband som fästes mot dynans undersida. Sitsväskans kardborre fästs sedan mot denna. I bakkant fästs den med magneter mot ramens rör.

Sitsväskan levereras tillsammans med U3 Light. I beställningsguiden gör man valet vilken modell av sitsväskan man önskar levereras med rullstolen.

