

## UPPGRADERING AV FRAMGAFFLAR TILL PANTHERA BAMBINO



BAMBINO-FRAMGAFFEL



S3 FRAMGAFFEL

### Uppgradering av framgafflar till Panthera Bambino..

Rullstol Bambino kommer att uppdateras från S2 framgafflar med tappar till de nya S3 framgafflarna med tappar. Vi har slutat tillverka de äldre framgafflarna och utbytet kommer att ske löpande varefter de äldre framgafflarna tar slut på lager.

I tabellen nedan framgår vilka artikelnummer som kommer att utgå samt vilket artikelnummer som ersätter.

UTGÅR		ERSÄTTTS AV	
Art.nr.	Benämning	Art.nr.	Benämning
2300086	Gaffel S2 6" kompl med hjul 3"	2100035	Gaffel 90, Hjul 90, Tapp 8
2300088	Gaffel S2 kompl med hjul 3"	2100065	Gaffel 105, Hjul 90, Tapp 8
2300089	Gaffel komp Bambino 22-24" med hjul 3"	2100095	Gaffel 120, Hjul 90, Tapp 8
2300091	Gaffel S2 kompl med hjul 3" för 26"	2100067	Gaffel 105, Hjul 90, Tapp 33
2300092	Gaffel komp Bambino 22-24" för 26" med hjul 3"	2100097	Gaffel 120, Hjul 90, Tapp 33
2300088	Gaffel S2 kompl med hjul 3"	2100065	Gaffel 105, Hjul 90, Tapp 8
2300089	Gaffel komp Bambino 22-24" med hjul 3"	2100095	Gaffel 120, Hjul 90, Tapp 8
2300092	Gaffel komp Bambino 22-24" för 26" med hjul 3"	2100097	Gaffel 120, Hjul 90, Tapp 33
2300091	Gaffel S2 kompl med hjul 3" för 26"	2100067	Gaffel 105, Hjul 90, Tapp 33
2300092	Gaffel komp Bambino 22-24" för 26" med hjul 3"	2100097	Gaffel 120, Hjul 90, Tapp 33
2300022	Gaffel komp Bambino 20" med hjul	2100025	Gaffel 75, Hjul 120, Tapp 8
2300042	Gaffel S2 22-24" kompl med hjul	2100045	Gaffel 90, Hjul 120, Tapp 8
2300080	Gaffel S2 6" kompl med hjul 5"	2100045	Gaffel 90, Hjul 120, Tapp 8
2300040	Gaffel S2 kompl med hjul	2100075	Gaffel 105, Hjul 120, Tapp 8
2300040	Gaffel S2 kompl med hjul	2100075	Gaffel 105, Hjul 120, Tapp 8
2300002	Gaffel komp Bambino 22-24" med hjul	2100105	Gaffel 120, Hjul 120, Tapp 8
2300041	Gaffel S2 kompl med hjul för 26"	2100077	Gaffel 105, Hjul 120, Tapp 33
2300082	Gaffel komp Bambino 22-24" 26" med hjul	2100107	Gaffel 120, Hjul 120, Tapp 33
2300082	Gaffel komp Bambino 22-24" 26" med hjul	2100107	Gaffel 120, Hjul 120, Tapp 33
2300013	Gaffel äldre std med std länkhjul (för 26")	2100107	Gaffel 120, Hjul 120, Tapp 33
2300096	Gaffel kpl Bambino 22-24" tjock	2100100	Gaffel 120, hjul 120, tapp 3 (24" drivhjul)
		2100070	Gaffel 105, hjul 120, tapp 3 (22" drivhjul)