

KÖRHANDTAG S3 H/S FÖRHÖJDA +10 CM

Klicka på bilden för större format



KÖRHANDTAG S3 H/S +10 CM

NU KAN VI ERBJUDA KÖRHANDTAG S3 H/S FÖRHÖJDA + 10 CM

I och med att vi har infört den uppgraderade ryggen till S3 serien ([se infoblad 2017-13](#)) kan vi nu även erbjuda 10 cm förhöjda körhandtag S3 H/S.

Dessa körhandtag är förhöjda med 10 cm för att kunna justeras in till lagom höjd även för längre personer, alternativt vid val av lägre ryggstöd.

De förhöjda körhandtagen passar endast till rullstolar med den uppgraderade ryggen VER2:

Produkter som körhandtagen passar till:

S3, S3 Kort, S3 Kort-Låg, S3 large, S3 Swing, S3 Swing-Kort och U3.

(Observera att stolar från bredd 45cm har brukarvikt 150kg. Körhandtag + 10cm har alltid max. brukarvikt 100kg)

Art.nr.	Benämning
4252063 VER2	Körhandtag S3 H/S +10 par kpl
4252064	Körhandtag S3 H/S vä+10(utan fäste)
4252065	Körhandtag S3 H/S hö+10 (utan fäste)