

## Ny artikel från Panthera AB

Klicka på bilderna för större format



Vred tipskydd S3- standard



**Ny** Vred tipskydd S3- låg profil



Vred till tipskydd S3 - låg profil  
Knapp anti-tip device S3 låg profil

Vred till tipskydd S3 - standard  
Knapp anti-tip device S3 standard

Vreden bredvid varandra

### Ny Artikel: Vred tipskydd S3 - med låg profil

Vi har tagit fram ett nytt vred till [tipskydd S3](#) som har en lägre profil än standardvredet.

På rullstolar med lågt chassi som [S3 kort-låg](#) och [S3 swing-låg 0°](#) i kombination med [bakåtbockad rygg](#) blir utrymmet runt tipskyddsvredet kraftigt begränsat. Med detta nya vred kan man även vid dessa kombinationer av rullstol och rygg nyttja funktionen att självständigt kunna hantera tipskydden sittandes i stolen.

Vid beställning av tipskydd S3 kpl med knapp låg profil, ordererkänns artikelnummer för Tipskydd S3 kpl par samt 2 st knapp tipskydd S3 låg profil.

Knappen levereras monterad på tipskyddet och ingår då i priset för tipskydd komplett.

Priset för art.nr. 4353121 är detsamma som för art.nr. 4353122

#### Nytt artikelnummer

art.nr.	Benämning
4353121	Knapp tipskydd S3 låg profil