

keeps you moving

Nytt rullstolsbord - "Bord S3"

Klicka på bilden för större format



BORD S3

Nu är det här!

Äntligen kan vi erbjuda ett bord till vår S3-serie! Ett smidigt bord för den aktiva användaren.

En storlek på bordsskiva som genom ställbara fästsidor anpassas till alla våra sittbredder 33-50 cm. Fungerar på alla våra modeller där S3-armstöd kan monteras.

Enkelt handhavande genom att haka på/ av fästsidorna runt armstödens bakkant. ([Länk till film](#))

Fästsidorna kan monteras i 2 djuplägen. Höjd- och djupposition kan dessutom justeras ytterligare med armstödens inställningsmöjligheter.

Stabil konstruktion som ligger stadigt på plats.

Max. belastning 10 kg.

Säljstart 13 December 2021

Vänlig kontakta Panthera om ni har frågor

Kontaktpersoner på Panthera:

Försäljningschef

(Produktfrågor)

Therese Ahlqvist

Tel: 08-564 738 52

E-post: therese@panthera.se