

panthera

S2 50



Avsett ändamål:

Panthera S2 50 är ytterligare en bredd i S2 familjen. Chassit och ryggstativet är förstärkt för att klara av en brukarvikt på upp till 150 kg. I övrigt har den samma rördragning som de övriga S2 modellerna.

Standardutförande:

- Chassi av crommolybdenrör.
- Fotbåge av aluminium.
- Drivhjul, 24" eller 26". Steglös balansering.
- Drivringar av titan.
- Länkhjul 5", halvmassiva, tjock gummibana.
- Ryggstöd med steglös justerbar vinkel.
- Ryggklädsel, justerbar.
- Ryggstödshöjd: 30, 35 och 40 cm.
- Sittbredd: 50 cm
- Sitsklädsel
- Sittdjup: 40 cm.
- Vadband
- Högt monterad broms.
- Verktygssats
- Bruksanvisning

Tillbehör

- Friktionsdrivringar
- Sidoskydd
- Armsröd
- Tippskydd
- Körhandtag vikbart

Mått och vikt:

- Vikt inkl. drivhjul från 9,8 kg
- Vikt exkl. drivhjul från 6,3 kg
- Total bredd 71 cm.
- Total längd 78-90 cm.
- Total höjd 75 cm (30 cm rygg).
- Transportbredd 63 cm.
- Transporthöjd 38 cm (30 cm rygg).
- Transportlängd 75 cm.
- Sitt höjd bak 43 cm (utan dyna)
- Sitt höjd fram 47 cm (utan dyna)
- Vinkel på sitsen 7 grader

Förstärkningar på S2 50:

- Grövre gods i sitsröret.
- Grövre gods i det bakre stående röret.
- Förstärkt bakre knut.
- Förstärkningsrör i mellanbåge.
- Grövre gods i ryggstativet.
- Fotbåge av aluminium.
- Tjocka gummibanor på länkhjul.
- Förstärkta rygg- och sitsklädsel.

panthera

Panthera Production AB
Gunnabogatan 26, 163 53 Spånga
Telefon 08-761 50 40 Fax 08-621 08 10
panthera@panthera.se www.panthera.se