

Att: Ordinatörer  
Tekniker  
Inköpare

## **NYHET**

### **Drivhjul - Spiderwheels 24"**

<b>Benämning</b>	<b>Art. nr</b>	<b>Pris/st</b>	<b>Tillägg/stol</b>
Drivhjul 24" Spider med titandrivring	110 00 20		<i>Kontakta Panthera för pris</i>
Drivhjul 24" Spider med friktionsdrivring	110 00 30		<i>Kontakta Panthera för pris</i>

- Dessa drivhjul breddar stolen 4 mm (2 mm på varje sida). Om du inte vill ha en onödigt bred stol, och har 16 mm distans till mutterstycket, så kan du byta dessa mot 12 mm distans. Likaså om du har 12 mm distanser, så kan de bytas mot 8 mm distanser.
- Drivhjulen väger 2074 g/st komplett med hjulaxel, detta är 284 g/st mer än våra standarddrivhjul.
- Drivhjulen levereras med lös hjulaxel.
- Panthera lagerför endast svarta Spiderwheels. Hjul med andra färger är beställningsvara och kan fås till tilläggspris.
- Till Spiderwheels finns två typer av drivringar - titandrivring och friktionsdrivring. (se ovan för artikelnummer och pris)
- Dessa drivhjul är styvare än våra standardhjul, p.g.a de massiva ekrarna. Detta kan vara en fördel för tyngre brukare.
- Drivhjulen är i stort sett underhållsfria då man aldrig behöver spänna ekrarna.
- Det fastnar inte lika mycket snö på dessa ekrar som på vanliga ekrar.
- Vill du beställa Spiderwheels anger du det under "Övrigt" på beställningsguiden.



## **panthera**

Panthera Production AB  
Gunnebogatan 26, 163 53 Spånga  
Telefon 08-761 50 40 Fax 08-621 08 10  
panthera@panthera.se www.panthera.se