

Att: Ordinatörer
Tekniker
Inköpare

NYHET

Ny design på tippskydd Standard och Bambino

Vi har ändrat design på våra tippskydd Standard, som passar till S2, S2 kort och U2 (och även våra utgående standardstolar), och tippskydd Bambino, som passar till Bambino.


Ändringen består av att vi har ändrat utseende på den yttersta delen på tippskydden, hjulröret. I övrigt monteras tippskyddet på stolen precis som tidigare med samma fästen.

Det nya tippskyddet har samma artikelnummer som tidigare.

Detta tippskydd har några fördelar jämfört med det tidigare:

- Det är mindre och smidigare utan att förlora sin funktion.
- Det är 50 gram lättare än tidigare. Alltså är ett komplett par tippskydd 100 gram lättare än tidigare.

Benämning	Art. nr
Tippskydd, par	435 10 00
Tippskydd Bambino, par	435 10 01



panthera

Panthera Production AB
Gunnebogatan 26, 163 53 Spånga
Telefon 08-761 50 40 Fax 08-621 08 10
panthera@panthera.se www.panthera.se