

Att: Ordinatörer  
Tekniker  
Inköpare

## Nav 26" standard drivhjul

Från och med september 2003, så kommer vi att ta bort 26" drivhjul med standardnav ur sortimentet.


Detta gör vi eftersom sportnavet ger ett 26" drivhjul bättre och mer fullgod stabilitet än det gamla med standardnav.

Stolen blir med sportnav 2 cm bredare per sida än med standardnavet.


Därmed kommer vi att kunna tillhandahålla två typer av 26" drivhjul. Dels standarddrivhjul med sportnav, och dels så har vi Spoxhjul, som har blivit en succe på grund av dess stabilitet, fina kvalite' och långa livslängd.



26" standarddrivhjul med sportnav



26" Spoxhjul



sportnav

# panthera

Panthera Production AB  
Gunnebogatan 26, 163 53 Spånga  
Telefon 08-761 50 40 Fax 08-621 08 10  
panthera@panthera.se www.panthera.se