

# panthera

## U2 light



### Avsett ändamål

U2-light är en rullstol som är avsedd främst för den mer erfarne aktive brukaren. U2-light är lättbalanserad, lätt att lyfta och transportera, och dessutom extremt lättkörd. (6448 g inkl. drivhjul, 3498 g exkl. drivhjul)

### Utförande

I standardutförande har U2-light fast bakaxel av kolfiber, Spox-hjul, enhandsbroms, och sitsväska med magnet infästning. Den fällbara ryggen har ingen låsning.

### Två modeller, U2-light och U2 light L

U2-light, är normalt balanserad och U2-light L är lätt balanserad. U2 light har en balansering som motsvarar standard balansering på övriga Panthera stolar. På "U2-light L" är bakaxeln framflyttad ytterligare 25mm. Genom en justerbar rygginfästning där ryggen kan flyttas +-10mm kan balansen finjusteras.

#### **Standardutförande:**

- Chassi av crommolybdenrör.
- Bakaxel av kolfiber
- Fotbåge av titan.
- Drivhjul Spox standard, 24" eller 26".
- Drivringar av titan.
- Länkhjul 3", halvmassiva.
- Ryggstöd med steglöst justerbar vinkel.
- Ryggklädsel, justerbar.
- Ryggstödshöjd: 25, 30 och 35 cm.
- Bredder: 36, 39 och 42 cm.
- Sitsklädsel, justerbar.
- Sittdjup, 36-45 cm (justerbar).
- Vadband.
- Enhandsbroms.
- Sitsväska med magnetinfästning.
- Verktygssats.
- Bruksanvisning.

#### **Mått och vikt:**

- Vikt inkl. drivhjul från 6850 g (inkl. broms)
- Vikt exkl. drivhjul från 3850 g (inkl. broms)
- Total bredd 57 cm (36 cm chassi)
- Total längd 85,5 cm
- Total höjd 73 cm (30 cm rygg)
- Transportbredd 46 cm (36 cm chassi)
- Transporthöjd 40 cm (30 cm rygg)
- Transportlängd 72,5 cm
- Sitthöjd bak 43 cm (utan dyna)
- Sitthöjd fram 47 cm (utan dyna)
- Vinkel på sitsen 7 grader

#### **Tillbehör**

- Sidoskydd, U2-light

# panthera

Panthera Production AB  
Gunnabogatan 26, 163 53 Spånga  
Telefon 08-761 50 40 Fax 08-621 08 10  
panthera@panthera.se www.panthera.se