

Utprovad av:










Telefon:

E-post:

Utprovad för:

Datum:

<b>Färg:</b>	<input type="checkbox"/> <b>Blå</b>	<input type="checkbox"/> <b>Svart</b>	<b>OBS! Ange "BL" före "G" i art.nr. vid val av svart stol.</b>			
<b>Sittbredd (BB):</b>	<input type="checkbox"/> <b>33 cm</b> 348 33 00(BL)G	<input type="checkbox"/> <b>36 cm</b> 348 36 00(BL)G	<input type="checkbox"/> <b>39 cm</b> 348 39 00(BL)G	<input type="checkbox"/> <b>42 cm</b> 348 42 00(BL)G	<input type="checkbox"/> <b>45 cm</b> 348 45 00(BL)G	<input type="checkbox"/> <b>50 cm</b> 348 50 00(BL)G
	<b>BB= Sittbredd, HH= Rygghöjd</b>		Art.nr inkluderar: sits, ryggås, vadbånd		Bredd 33-42 cm <b>max. brukarvikt 100 kg</b> Bredd 45-50 cm <b>max. brukarvikt 150 kg</b>	
<b>Bakaxel:</b>	<input type="checkbox"/> <b>Carbon, +0 cm</b> 330 23 BB	Rullstolen i sitt smalaste utförande		<input type="checkbox"/> <b>Bakaxelinställning</b> balansering av rullstolen		
	<input type="checkbox"/> <b>Carbon, +1,5 cm</b> 330 23 BC*	Vid val av armstöd och / eller Spinergy-drivhjul		<input type="checkbox"/> <b>standard position</b> , 45 mm / 30 mm med camberaxel		
	<input type="checkbox"/> <b>annan bakaxel</b>	<input type="checkbox"/> <b>* sittbredd BB +1</b>		<input type="checkbox"/> <b>annan position</b>		
	<a href="#">Se tillvalslista.</a>	<input type="text"/>		A= _____ mm <b>Ange måttet (A) för önskad balansering.</b>		
						
<b>Länkhjul:</b>	<input type="checkbox"/> <b>5"</b> 230 00 40	<input type="checkbox"/> <b>5" Tjock gummibana</b> 230 00 43	<input type="checkbox"/> <b>6"</b> 200 45 15			
	<b>*OBS! Det behövs två länkhjul till varje stol, art.nr. är för ett länkhjul!</b>					
<b>Rygghöjd:</b>	<input type="checkbox"/> <b>20 cm</b> 323 BB 20	<input type="checkbox"/> <b>25 cm</b> 323 BB 25	<input type="checkbox"/> <b>30 cm</b> 323 BB 30	<input type="checkbox"/> <b>35 cm</b> 323 BB 35	<input type="checkbox"/> <b>40 cm</b> 323 BB 40	<input type="checkbox"/> <b>45 cm</b> 323 BB 45
						
<b>Specialryggar:</b>	<input type="checkbox"/> <b>Insvängd rygg</b> finns i höjd 30-40 cm 325 BB HH	<input type="checkbox"/> <b>Bakåtbockad rygg</b> finns i höjd 20-40 cm 324 BB HH		Vid sittbredd över 45 cm kontakta kundtjänst. <a href="mailto:panthera@panthera.se">panthera@panthera.se</a>		
	<input type="checkbox"/> <b>Övriga specialryggar</b>	<a href="#">Se tillvalslista.</a>		<input type="text"/>		
<b>Fotstöd:</b>	<input type="checkbox"/> <b>Fotbåge, titan</b> 360 01 34 BB = 33	<input type="checkbox"/> <b>Fotbåge, titan</b> 360 01 BB BB = 36, 39, 42, 45	<input type="checkbox"/> <b>Fotbåge, förlängd, förstärkt</b> 361 11 50 BB = 50			
	<input type="checkbox"/> <b>Fotplatta, Bambino</b> 400 21 BB endast for BB = 33-39	<input type="checkbox"/> <b>Fotplattor fällbara 33/36</b> 670 33 00 hälbånd ingår ej	<input type="checkbox"/> <b>Fotplattor fällbara 39/42</b> 670 39 00 hälbånd ingår ej			
	<input type="checkbox"/> <b>Fotplattor fällbara 45</b> 670 45 00 hälbånd ingår ej	<input type="checkbox"/> <b>Fotplattor fällbara 50</b> 670 50 00 hälbånd ingår ej				
	<input type="checkbox"/> <b>Platta fotbåge</b> 360 10 BB plast BB = 33-50	<input type="checkbox"/> <b>Hälbånd 33/36</b> 370 03 35	<input type="checkbox"/> <b>Hälbånd 45</b> 370 03 47			
	<input type="checkbox"/> <b>Övriga fotstöd</b>	<input type="checkbox"/> <b>Hälbånd 39/42</b> 370 03 41	<input type="checkbox"/> <b>Hälbånd 50</b> 370 03 52			
	<a href="#">Se tillvalslista.</a>	<input type="text"/>				
<b>Drivhjul:</b>	<input type="checkbox"/> <b>24", med Titan-drivring</b> 130 00 20	<input type="checkbox"/> <b>24", med Aluminium-drivring</b> 130 00 10		<input type="checkbox"/> <b>24", med Paragrip-drivring</b> 130 00 50		
	<input type="checkbox"/> <b>24", med Tetragrip-drivring</b> 130 00 40	<input type="checkbox"/> <b>24", med Maxgrepp-drivring, tunn**</b> 130 00 30		<b>**OBS! Innehåller latex!</b>		
	<input type="checkbox"/> <b>Övriga drivhjul</b>	<a href="#">Se tillvalslista.</a>		<b>*OBS! Det behövs två drivhjul till varje stol, art.nr. är för ett drivhjul!</b>		
	<input type="text"/>	<input type="text"/>				
<b>Ekerskydd:</b>	<input type="checkbox"/> <b>24" Ekerskydd med logga</b> 450 00 00	<input type="checkbox"/> <b>24" Ekerskydd utan logga</b> 450 00 11				
						

<b>Broms:</b> 	<input type="checkbox"/> <b>Hög broms</b> 461 00 00 <input type="checkbox"/> <b>Enhandsbroms höger</b> till BB 30-33 367 30 33 <input type="checkbox"/> <b>Enhandsbroms höger</b> till BB 36-39 367 36 39 <input type="checkbox"/> <b>Enhandsbroms höger</b> till BB 42-45 367 42 45 <input type="checkbox"/> <b>Enhandsbroms vänster</b> till BB 30-33 368 30 33 <input type="checkbox"/> <b>Enhandsbroms vänster</b> till BB 36-39 368 36 39 <input type="checkbox"/> <b>Enhandsbroms vänster</b> till BB 42-45 368 42 45 <div style="border: 1px solid red; padding: 2px; text-align: center; color: red; font-weight: bold;">OBS! Ej enhandsbroms till BB 50 cm!</div>
<b>Körhandtag:</b> 	<input type="checkbox"/> <b>Fast</b> 421 00 00 <input type="checkbox"/> <b>Vikbar</b> 423 00 00 <input type="checkbox"/> <b>Höj &amp; sänkbar</b> 425 00 00 <input type="checkbox"/> <b>Höj &amp; sänkbar, BB 50cm</b> 425 30 00
<b>Tippskydd:</b> 	<input type="checkbox"/> <b>Tippskydd</b> 435 10 00
<b>Sidoskydd:</b> 	<input type="checkbox"/> <b>Sidoskydd med skärm</b> 442 00 10 <input type="checkbox"/> <b>Sidoskydd plast</b> 440 00 10 <input type="checkbox"/> <b>Sidoskydd med skärm, 26"</b> 442 00 40 <input type="checkbox"/> <b>Sidoskydd plast, 26"</b> 440 00 40
<b>Armstöd:</b> 	<input type="checkbox"/> <b>med kort dyna 23 cm</b> 443 01 00 <input type="checkbox"/> <b>förhöjt 35 mm, kort dyna 23 cm</b> 443 01 20 <input type="checkbox"/> <b>med lång dyna 30 cm</b> 443 01 30 <input type="checkbox"/> <b>förhöjt 35 mm, lång dyna 30</b> 443 01 40 <div style="border: 1px solid red; padding: 2px; text-align: center; color: red; font-weight: bold;">Vid val av armstöd eller Spinergyhjul så måste man välja bakaxel Carbon +15mm för att öka utrymmet mellan hjul och chassi</div>
<b>Dyna:</b> 	<input type="checkbox"/> <b>Dyna 2,5 cm</b> sittdjup 40cm 472 00 BB <input type="checkbox"/> <b>Dyna 5 cm</b> sittdjup 40cm 475 00 BB <input type="checkbox"/> <b>Dyna 7 cm</b> sittdjup 40cm 477 00 BB
<b>Tillbehör:</b>	<input type="checkbox"/> <b>Sitsväska</b> förvaring av plånbok, mobil, nycklar m.m. 990 02 00 fästes under sitsen <input type="checkbox"/> <b>Kryckkäpphållare</b> _____ st 990 03 00 OBS! 2st / krycka <input type="checkbox"/> <b>Ändpropp chassi i stål</b> _____ st 903 00 11 OBS! 2st / chassi <input type="checkbox"/> <b>Rörskydd</b> _____ st 990 02 51 elastiskt skydd för rör och lack
<b>Ryggvinkel:</b> inställning	<b>Ryggvinkel</b> justeras med ryggbulten Ange måttet (A) för önskad ryggvinkel. A= _____ mm 
<b>Fotstöd:</b> inställning	<b>Fotstödsinställning</b> Ange måttet (A) och (B) för önskat fotstöd. A= _____ mm B= _____ mm 
<b>Märkning:</b>	<input type="checkbox"/> <b>JA</b> märk upp stolen med fästpunkter för transport i färdtjänstfordon. <input type="checkbox"/> <b>NEJ</b> märk <b>INTE</b> upp stolen med fästpunkter för i färdtjänstfordon. <div style="border: 1px solid red; padding: 2px; text-align: center; color: red; font-weight: bold;">OBS! Se bruksanvisningen för närmare anvisningar.</div> 
<b>Övrigt:</b>	