



Utprovad av:











Telefon:

E-post:

Utprovad för:

Datum:

Färg:	<input type="checkbox"/> Svart					
Sittbredd (BB):	<input type="checkbox"/> 39 cm 354 39 00BLG	<input type="checkbox"/> 42 cm 354 42 00BLG	<input type="checkbox"/> 45 cm 354 45 00BLG	<input type="checkbox"/> 50 cm 354 50 00BLG	<input type="checkbox"/> BB= Sittbredd, HH= Rygghöjd Art.nr inkluderar: sits, rygggläs, vadbånd Bredd 39-50 cm max. brukarvikt 150 kg	
Bakaxel:	<input type="checkbox"/> Carbon, +0 cm 330 23 BB <input type="checkbox"/> Carbon, +1,5 cm 330 23 BC* <input type="checkbox"/> annan bakaxel	<input type="checkbox"/> Rullstolen i sitt smalaste utförande <input type="checkbox"/> Vid val av armstöd och / eller Spinerger-drivhjul <input type="checkbox"/> Se tillvalslista.	<input type="checkbox"/> Bakaxelinställning balansering av rullstolen <input type="checkbox"/> standard position , 45 mm <input type="checkbox"/> annan position A= _____ mm Ange måttet (A) för önskad balansering.			
Länkhjul:	<input type="checkbox"/> 5" Tjock gummbana 230 00 43	<input type="checkbox"/> 6" 200 45 15	*OBS! Det behövs två länkhjul till varje stol, art.nr. är för ett länkhjul!			
Rygghöjd:	<input type="checkbox"/> 20 cm 323 BB 20	<input type="checkbox"/> 25 cm 323 BB 25	<input type="checkbox"/> 30 cm 323 BB 30	<input type="checkbox"/> 35 cm 323 BB 35	<input type="checkbox"/> 40 cm 323 BB 40	<input type="checkbox"/> 45 cm 323 BB 45
Specialryggar:	<input type="checkbox"/> Insvängd rygg finns i höjd 30-40 cm 325 BB HH <input type="checkbox"/> Övriga specialryggar	<input type="checkbox"/> Bakåtbockad rygg finns i höjd 20-40 cm 324 BB HH <input type="checkbox"/> Se tillvalslista.	Vid sittbredd över 45 cm kontakta kundtjänst. panthera@panthera.se			
Fotstöd:	<input type="checkbox"/> Fotbåge , titan förlängd 361 11 BB BB = 39-50 <input type="checkbox"/> Fotplattor fällbara 39/42 670 39 00 hälband ingår ej <input type="checkbox"/> Hälband 39/42 370 03 41 <input type="checkbox"/> Övriga fotstöd	<input type="checkbox"/> Platta fotbåge 360 10 BB plast BB = 39-50 <input type="checkbox"/> Fotplattor fällbara 45 670 45 00 hälband ingår ej <input type="checkbox"/> Hälband 45 370 03 47	<input type="checkbox"/> Fotbåge , förlängd, förstärkt 361 10 50 BB = 50 <input type="checkbox"/> Fotplattor fällbara 50 670 50 00 hälband ingår ej <input type="checkbox"/> Hälband 50 370 03 52	<input type="checkbox"/> Se tillvalslista.		
Drivhjul:	<input type="checkbox"/> 24", med Titan-drivring 130 00 20 <input type="checkbox"/> 24", med Tetragrip-drivring 130 00 40 <input type="checkbox"/> 24", med Maxgrepp-drivring, tunn** 110 01 01 <input type="checkbox"/> Övriga drivhjul	<input type="checkbox"/> 24", med Aluminium-drivring 130 00 10 <input type="checkbox"/> 24", med Paragrip-drivring 130 00 50 <input type="checkbox"/> Se tillvalslista.	**OBS! Innehåller latex! *OBS! Det behövs två drivhjul till varje stol, art.nr. är för ett drivhjul!			
Ekerskydd:	<input type="checkbox"/> 24" Ekerskydd med logga 450 00 00	<input type="checkbox"/> 24" Ekerskydd utan logga 450 00 11				

Broms: 	<input type="checkbox"/> Hög broms 461 00 00
Körhandtag: 	<input type="checkbox"/> Fast 421 00 00 <input type="checkbox"/> Vikbar 423 00 00 <input type="checkbox"/> Höj & sänkbar 425 00 00 <input type="checkbox"/> Höj & sänkbar, BB 50cm 425 30 00
Tippskydd: 	<input type="checkbox"/> Tippskydd 435 10 00
Sidoskydd: 	<input type="checkbox"/> Sidoskydd med skärm 442 00 10 <input type="checkbox"/> Sidoskydd med skärm, 26" 442 00 40 <input type="checkbox"/> Sidoskydd plast 440 00 10 <input type="checkbox"/> Sidoskydd plast, 26" 440 00 40
Armstöd: 	<input type="checkbox"/> med kort dyna 23 cm 443 01 05 <input type="checkbox"/> med lång dyna 30 cm 443 01 25 <input type="checkbox"/> förhöjt 35 mm, kort dyna 23 cm 443 01 15 <input type="checkbox"/> förhöjt 35 mm, lång dyna 30 443 01 35 <div style="border: 1px solid red; padding: 2px; width: fit-content; margin-top: 5px;"> Vid val av armstöd eller Spinergyhjul så måste man välja bakaxel Carbon +15mm för att öka utrymmet mellan hjul och chassi </div>
Dyna: 	<input type="checkbox"/> Dyna 2,5 cm sittdjup 45cm 472 45 BB <input type="checkbox"/> Dyna 5 cm sittdjup 45cm 475 45 BB <input type="checkbox"/> Dyna 7 cm sittdjup 45cm 477 45 BB
Tillbehör:	<input type="checkbox"/> Sitsväska förvaring av plånbok, mobil, nycklar m.m. 990 02 00 fästes under sitsen <input type="checkbox"/> Ändropp chassi i stål _____ st 903 00 11 OBS! 2st / chassi <input type="checkbox"/> Kryckkäpphållare _____ st 990 03 00 OBS! 2st / krycka <input type="checkbox"/> Rörskydd _____ st 990 02 51 elastiskt skydd för rör och lack
Ryggvinkel: inställning	Ryggvinkel justeras med ryggbulten Ange måttet (A) för önskad ryggvinkel. A= _____ mm 
Fotstöd: inställning	Fotstödsinställning Ange måttet (A) och (B) för önskat fotstöd. A= _____ mm B= _____ mm  
Märkning:	<input type="checkbox"/> JA märk upp stolen med fästpunkter för transport i färdtjänstfordon. <input type="checkbox"/> NEJ märk INTE upp stolen med fästpunkter för i färdtjänstfordon. <div style="border: 1px solid red; padding: 2px; width: fit-content; margin: 5px auto;"> OBS! Se bruksanvisningen för närmare anvisningar. </div> 
Övrigt:	<div style="border: 1px solid black; height: 100px; width: 100%;"></div>