

Utprovad av:
 E-post:
 Utprovad för:

Telefon:
 Datum:

Rullstolens totalvikt (g):

Vikten ändras sig beroende på vilka val du gör nedan.

S3 0° har en justerbar bakaxel av kolfiber. För att hitta en balansering som passar dig så kan bakaxeln flyttas till olika lägen. Ange önskat mått under "Inställningar". S3 har sitthöjd 45 cm fram och 45 bak, utan dyna. För att justera sitthöjden kan andra storlekar av drivhjul eller ett förhöjningskit och passande framgaffel väljas från tillvalslistan. Max brukarvikt är 100 kg för sittbredd 33-42 och 150kg för sittbredd 45-50 cm.

Spara guiden på "skrivbordet" och öppna den med **Adobe Reader**, för bästa funktion. Välj utförande på din rullstol genom att klicka i cirkelna i denna guide. **Blå, understruken text** är klickbar för att [visa info](#) eller bild. **BB** = sittbredd, **HH** = rygg höjd

Original utförande

Alternativt utförande

Mindre vanliga alternativ [info](#)



1) Chassi-färg Klicka på länken för aktuella färger. Fyll i art.nr. i rutan.



2) Sittbredd (BB)

[art.nr.](#)

Rensa

33 cm 36 cm 39 cm 42 cm 45 cm 50 cm

Art.nr inkluderar: chassi, sits, rygggläs, vadbånd



3) Sittdjup

[art.nr.](#)

Rensa

35 cm 40 cm

37,5 cm 42,5 cm



4) Ryggstöd

[Standard](#)
523BBHH VER2

Rensa

Rygg höjd (HH)

20 cm 35 cm
 25 cm 40 cm
 30 cm 45 cm
 Rensa

[Insvängd](#)

525BBHH VER2

[Bakåtbockad](#)

524BBHH VER2

[Ryggstöd, utökad sortiment](#)

[Ryggstativ för fasta ryggssystem](#)

art. _____



5) Bakaxel

[Carbon standard](#)

33023 BB

Rensa

[Carbon +15 mm](#)

33023BC*

* sittbredd BB +1

Denna bakaxel används om man väljer till armstöd under Tillbehör och/eller val av ökad sitthöjd.

[Annan bakaxel eller sitthöjd](#)

[Ökning av sitthöjd](#)



7) Fotstöd

[Fotbåge Titan](#)

36001BB

Rensa

[Förlängd, förstärkt](#)

36111BB

[Fällbara fotplattor](#)

[art.nr.](#)

[Hållband till fotplattor](#)

[art.nr.](#)

[Plastplatta till fotbåge](#)

36010BB

[Annan fotstöd](#)



8) Broms

[S3 standard](#)

4630000

Rensa

[Enhandsbroms, höger](#)

[art.nr.](#)

[Enhandsbroms, vänster](#)

[art.nr.](#)



9) Drivhjul - utan drivring

[24" standard](#)

[art.nr.](#)

Rensa

Drivhjulstorlek

24" [Spinergy X](#) svarta ekrar

24" [Spinergy X](#) vita ekrar

25" [Spinergy X](#) svarta ekrar

25" [Spinergy X](#) vita ekrar

26" [Spinergy X](#) svarta ekrar

26" [Spinergy X](#) vita ekrar

[art.nr.](#)

[Annan drivhjul](#)



Däck - välj däck

[Schwalbe Right Run](#) 24",25",26"

Standard

Rensa

[Grovmönstrat](#) 24"

Schwalbe [Marathon Plus](#) 24",25",26"

Schwalbe [One](#) 24",25"

[PU](#) 24" (massivt)



10) Drivring

[Titan](#)

190DD11 (x2)

Rensa

DD = Hjul diameter

[Alu X](#) 24"

1904404 (x2)

[Tetragrip](#)

19052DDBT x2

[Paragrip](#)

19051DDBT x2

[Alu X](#) 25"

1904405 (x2)

[Alu X](#) 26"

1904406 (x2)

DD = Hjul diameter

[Maxgrepp](#) 24" (innehåller latex)

1903060 x2

[Maxgrepp](#) 22" (innehåller latex)

1903080 x2

Tillbehör



Sidoskydd

- [Sidoskydd S3](#) [Video](#)
art.nr.
- Rensa



Sidoskydd Carbon

- [Carbon](#)
art.nr.
 - [Carbon, liten skärm](#)
art.nr.
 - [Carbon, stor skärm *](#)
art.nr.
- * Endast med enhandsbroms



Armstöd

- [Armstöd S3](#) [Video](#)
art.nr.



Körhandtag H/S

- [Höj / sänkbara S3](#) [Video](#)
4252060 VER2
- [Höj / sänkbara S3+10 cm](#)
4252063 VER2
- Max. brukarvikt 100kg
- Rensa



Körhandtag Fällbara

- [Fällbara S3](#) [Video](#)
4245000



Körbåge

- [Körbåge S3](#)
42400BB VER2
- Max. brukarvikt 100kg.



Tippskydd

- [Tippskydd large](#)
4353080 [Video](#)



Dyna

- Sittdjup 35 cm Sittdjup 40 cm
- [2,5 cm](#) [2,5 cm](#)
 - 572BB35 572BB40
 - [5 cm](#) [5 cm](#)
 - 575BB35 575BB40
 - Rensa




Ekerskydd

- [24" logga](#)
4500000
- [24" ej logga](#)
4500011
- Rensa



Övrigt

- [Rörskydd](#) _____ st
9900251 (x3/rullstol)
 - [Kryckkäppshållare S3](#) _____ st
9900301 (x1/krycka) [Video](#)
 - [Ryggkil](#) _____ st
4710012
- Välj art.nr. för Freewheel efter vilken **fotstödshöjd** rullstolen har
Läs mer om Freewheel på [hemsidan](#)
- [Freewheel](#)



Kildyna

- [Kildyna](#)
57710BB

Inställningar



Ryggstödsvinkel

Ange måttet (A) för önskad ryggvinkel.
14-28 mm. Standard=20 mm

A= _____ mm



Bakaxeljustering

Ange måttet (A) för önskad balansering.
Standard=60 mm


A= _____ mm



Fotstödshöjd [Fotbåge](#)- [Fotplattor](#)

Ange måttet (A) eller (B) för önskat fotstöd.
[Bambino fotplatta med Freewheel - info](#)

A= _____ mm B= _____ mm



Transportmärkning

- JA märk upp stolen med fästpunkter för transport i färdtjänstfordon.

Art.nr.9000152

OBS! Se [bruksanvisningen](#) för närmare anvisningar.



Extra