

Utprovad av:

E-post:

Utprovad för:

Telefon:

Datum:

Rullstolens totalvikt (g):

Vikten ändras sig beroende på vilka val du gör nedan.

S3 kort har en justerbar bakaxel av kolfiber. För att hitta en balansering som passar dig kan bakaxeln flyttas till olika lägen. Ange önskat mått under "Inställningar". S3 kort har sitt höjd 47cm fram och 43cm bak, utan dyna. För att justera sitt höjden kan andra storlekar av drivhjul eller ett förhöjningskit och passande framgaffel väljas från tillvalslistan. **S3 kort är 50 mm kortare än S3**

Max brukarvikt är **100 kg** för sittbredd 30-42 och **150kg** för sittbredd 45 cm.

Spara guiden på "skrivbordet" och öppna den med **Adobe Reader**, för bästa funktion. Välj utförande på din rullstol genom att klicka i cirkelarna i denna guide. **Blå, understruken text** är klickbar för att [visa info](#) eller bild.

BB = sittbredd, **HH** = rygghöjd

Original utförande

Alternativt utförande

Mindre vanliga alternativ [info](#)

1) Chassi-färg

- Svart - Anodic Black Grå
 Rensa

- Tillvalsfärg** - extra kostnad och längre leveranstid tillkommer. Fyllt i valt art.nr. i rutan



2) Sittbredd (BB)

- 30 cm 33 cm 36 cm 39 cm 42 cm 45 cm
 Rensa

Art.nr inkluderar: chassi, sits, rygggläs, vadband

3) Sittdjup

- Rensa Justerbart sitsdjup 27-33 cm Standard till sittbredd 30-33 cm Sitsdjup 35 cm Till samtliga sittbredder



4) Ryggstöd

- Standard 523BBHH VER2
 Rensa

- Rygghöjd (HH)
 20 cm 35 cm
 25 cm 40 cm
 30 cm 45 cm
 Rensa

- Insvängd** 525BBHH VER2 [Info](#)
 Bakåtböckad 524BBHH VER2

Annat ryggstöd

art. _____

5) Bakaxel

- Carbon standard 33023BB
 Rensa

- Carbon +15 mm** 33023 BC* *sittbredd BB +1
Denna bakaxel används om man väljer till armstöd under Tillbehör och/eller val av ökad sitt höjd.

Annan bakaxel eller sitt höjd

[Ökning av sitt höjd](#)

art. _____



6) Länkhjul

- 120 mm [art.nr.](#)
 Rensa

- 90 mm [art.nr.](#)
 150 mm [art.nr.](#)




7) Fotstöd

- Fotbåge Titan 36001BB
 Fotbåge Titan U-form liten hälbåge 3600131 (bred 30) 3600134 (bred 33)
 Rensa

- Förlängd, förstärkt** 36111 BB [behövs för Freewheel](#)
 Fällbara fotplattor [art.nr.](#)
 Hälband till fotplattor [art.nr.](#)
 Plastplatta till fotbåge 36010BB

Annat fotstöd

art. _____



8) Broms

- Broms S3 4630000
 Rensa

- Enhandsbroms** [art.nr.](#)

Annan broms

art. _____



9) Drivhjul - utan drivring [art.nr.](#)

- 24" **standard** [art.nr.](#)
 Rensa

- 22" **standard** [Drivhjulstorlek](#) [art.nr.](#)
 25" **Spinergy X** svarta ekrar [art.nr.](#)
 26" **Spinergy X** svarta ekrar [art.nr.](#)

Annat drivhjul

art. _____



Däck-välj däck

- Schwalbe Right Run 24",25",26"
 Rensa

- Grovmönstrat 24"
 Schwalbe Marathon Plus 24",25",26"

PU 24" (massivt)



10) Drivring

- Titan 190DD11 (x2 / rullstol)
 Rensa **DD** = Hjul diameter

- Aluminium 24"** 190DD30 x2
 Paragrip 19051DDBT x2
 Tetragrip 19052DDBT x2

Maxgrepp 22", 24" (innehåller latex) 1903060 x2 (60=24", 80=22")

Tillbehör



Sidoskydd

- [Sidoskydd S3](#) [Video](#)
art.nr.
- Rensa



Armstöd

- [Armstöd S3](#) [Video](#)
art.nr.



Sidoskydd Carbon

- [Sidoskydd Carbon](#)
art.nr.



Körhandtag H/S

- [Höj / sänkbara S3](#) [Video](#)
4252060 VER2
- [Höj / sänkbara S3+10 cm](#)
4252063 VER2
Max. brukarvikt 100kg
- Rensa



Körhandtag Fällbara

- [Fällbara S3](#) [Video](#)
4245000



Körbåge

- [Körbåge S3](#)
42400BB VER2
Max. brukarvikt 100kg



Tippskydd

- [Tippskydd](#) std sitthöjd
4353000 [Video](#)

[Annan sitthöjd](#)




Dyna

- [2,5 cm](#)
572BB35
- [5 cm](#)
575BB35
- Rensa

Kildyna

- [Kildyna](#)
57710BB



Ekerskydd

- [24" logga](#) 4500000
- [24" ej logga](#) 4500011
- [22" logga](#) 4500100
- [22" ej logga](#) 4500111
- Rensa



Övrigt

- [Rörskydd fram](#) (ramrör)
9900251 (2st)
- [Rörskydd bak](#) (ryggbåge)
9900251 (1 st)
- [Kryckkäppshållare S3](#) ___ st
9900301 (x1/krycka)
- [Ryggkil](#) ___ st
4710012

- [Bord S3](#)
6810020



Välj art.nr. för Freewheel efter vilken **fotstödshöjd** rullstolen har
Läs mer om Freewheel på [hemsidan](#)

- [Freewheel](#)

Inställningar



Ryggstödsinkel

Ange måttet (A) för önskad ryggvinkel.
14-28 mm. Standard=20 mm

A= _____ mm



Bakaxeljustering

Ange måttet (A) för önskad balansering.
Standard=40 mm

A= _____ mm



Fotstödshöjd [Fotbåge- Fotplattor](#)

Ange måttet (A) eller (B) för önskad fotstöd.
[Bambino fotplatta med Feewheel - info](#)

A= _____ mm B= _____ mm



Transportmärkning

- JA märk upp stolen med fästpunkter för transport i färdtjänstfordon.
Art.nr.9000152



OBS! Se [bruksanvisningen](#) för närmare anvisningar.

Extra