



















Utprovad av: Telefon:

E-post:

Utprovad för: Datum:

Färg:	<input type="checkbox"/> Svart				
Sittbredd (BB):	<input type="checkbox"/> 33 cm 351 33 00BLG	<input type="checkbox"/> 36 cm 351 36 00BLG	<input type="checkbox"/> 39 cm 351 39 00BLG	<input type="checkbox"/> 42 cm 351 42 00BLG	<input type="checkbox"/> 45 cm 351 45 00BLG
	BB= Sittbredd, HH= Rygg höjd		Art.nr inkluderar: sits, rygggläs, vadbånd		Bredd 33-42 cm max. brukarvikt 100 kg Bredd 45-50 cm max. brukarvikt 150 kg
Bakaxel:	<input type="checkbox"/> Carbon, +0 cm 330 23 BB	<input type="checkbox"/> Carbon, +1,5 cm 330 23 BC*	<input type="checkbox"/> annan bakaxel	<input type="checkbox"/> Rullstolen i sitt smalaste utförande <input type="checkbox"/> Vid val av armstöd och / eller Spinergy-drivhjul <input type="checkbox"/> Se tillvalslista. <input type="text"/> *sittbredd BB +1	
	<input type="checkbox"/> standard position, 45 mm		<input type="checkbox"/> annan position		<input type="checkbox"/> Bakaxelinställning balansering av rullstolen A= _____ mm Ange måttet (A) för önskad balansering.
					
Länkhjul:	<input type="checkbox"/> 3" 230 00 04				
	*OBS! Det behövs två länkhjul till varje stol, art.nr. är för ett länkhjul!				
Rygg höjd:	<input type="checkbox"/> 20 cm 323 BB 20	<input type="checkbox"/> 25 cm 323 BB 25	<input type="checkbox"/> 30 cm 323 BB 30	<input type="checkbox"/> 35 cm 323 BB 35	<input type="checkbox"/> 40 cm 323 BB 40
	<input type="checkbox"/> 45 cm 323 BB 45				
Specialryggar:	<input type="checkbox"/> Insvängd rygg 325 BB HH	finns i höjd 30-40 cm		<input type="checkbox"/> Bakåtbockad rygg 324 BB HH	finns i höjd 20-40 cm
	<input type="checkbox"/> Övriga specialryggar	<input type="text"/> Se tillvalslista.			
Vid sittbredd över 45 cm kontakta kundtjänst. panthera@panthera.se					
Fotstöd:	<input type="checkbox"/> Fotbåge, titan 369 15 BB	<input type="checkbox"/> Platta fotbåge 360 10 BB	<input type="checkbox"/> Fotbåge, förlängd, förstärkt 360 06 BB		
	<input type="checkbox"/> Fotplatta, Bambino 400 21 BB	OBS! Välj en bredd på fotplatta, 9 cm smalare än sittbredden			
	<input type="checkbox"/> Övriga fotstöd	<input type="text"/> Se tillvalslista.			
Drivhjul:	<input type="checkbox"/> 24", med Titan-drivring 130 00 20	<input type="checkbox"/> 24", med Aluminium-drivring 130 00 10	<input type="checkbox"/> 24", med Tetragrip-drivring 130 00 40	<input type="checkbox"/> 24", med Paragrip-drivring 130 00 50	<input type="checkbox"/> 24", med Maxgrepp-drivring, tunn** 130 00 30
	<input type="checkbox"/> Övriga drivhjul				<input type="text"/> Se tillvalslista.
**OBS! Innehåller latex!					
*OBS! Det behövs två drivhjul till varje stol, art.nr. är för ett drivhjul!					
Ekerskydd:	<input type="checkbox"/> 24" Ekerskydd med logga 450 00 00	<input type="checkbox"/> 24" Ekerskydd utan logga 450 00 11			
					

Broms: 	<input type="checkbox"/> Hög broms 461 00 00 <input type="checkbox"/> Enhandsbroms höger till BB 30-33 367 30 33 <input type="checkbox"/> Enhandsbroms höger till BB 36-39 367 36 39 <input type="checkbox"/> Enhandsbroms höger till BB 42-45 367 42 45 <input type="checkbox"/> Enhandsbroms vänster till BB 30-33 368 30 33 <input type="checkbox"/> Enhandsbroms vänster till BB 36-39 368 36 39 <input type="checkbox"/> Enhandsbroms vänster till BB 42-45 368 42 45
Körhandtag: 	<input type="checkbox"/> Fast 421 00 00 <input type="checkbox"/> Vikbar 423 00 00 <input type="checkbox"/> Höj & sänkbar 425 00 00
Tippskydd: 	<input type="checkbox"/> Tippskydd 435 10 00
Sidoskydd: 	<input type="checkbox"/> Sidoskydd med skärm 442 00 10 <input type="checkbox"/> Sidoskydd plast 440 00 10 <input type="checkbox"/> Sidoskydd med skärm, 26" 442 00 40 <input type="checkbox"/> Sidoskydd plast, 26" 440 00 40
Armstöd: 	<input type="checkbox"/> med kort dyna 23 cm 443 01 00 <input type="checkbox"/> förhöjt 35 mm, kort dyna 23 cm 443 01 20 <input type="checkbox"/> med lång dyna 30 cm 443 01 30 <input type="checkbox"/> förhöjt 35 mm, lång dyna 30 443 01 40 <div style="border: 1px solid red; padding: 2px; margin-top: 5px;"> Vid val av armstöd eller Spinergyhjul så måste man välja bakaxel Carbon +15mm för att öka utrymmet mellan hjul och chassi </div>
Dyna: 	<input type="checkbox"/> Dyna 2,5 cm sittdjup 40 cm 472 00 BB <input type="checkbox"/> Kort dyna 2,5 cm sittdjup 35 cm 472 35 BB <input type="checkbox"/> Dyna 5 cm sittdjup 40 cm 475 00 BB <input type="checkbox"/> Kort dyna 5 cm sittdjup 35 cm 475 35 BB <input type="checkbox"/> Dyna 7 cm sittdjup 40 cm 477 00 BB <input type="checkbox"/> Kort dyna 7 cm sittdjup 35 cm 477 35 BB
Tillbehör:	<input type="checkbox"/> Sitsväska förvaring av plånbok, mobil, nycklar m.m. 990 02 00 fästes under sitsen <input type="checkbox"/> Kryckkäpphållare _____ st 990 03 00 OBS! 2st / krycka <input type="checkbox"/> Ändpropp chassi i stål _____ st 903 00 11 OBS! 2st / chassi <input type="checkbox"/> Rörskydd _____ st 990 02 51 elastiskt skydd för rör och lack
Ryggvinkel: inställning	Ryggvinkel justeras med ryggbulten Ange måttet (A) för önskad ryggvinkel. A= _____ mm 
Fotstöd: inställning	Fotstödsinställning Ange måttet (A) och (B) för önskat fotstöd. A= _____ mm B= _____ mm 
Märkning:	<input type="checkbox"/> JA märk upp stolen med fästpunkter för transport i färdtjänstfordon. <input type="checkbox"/> NEJ märk INTE upp stolen med fästpunkter för i färdtjänstfordon. <div style="border: 1px solid red; padding: 2px; margin-top: 5px;"> OBS! Se bruksanvisningen för närmare anvisningar. </div> 
Övrigt:	