

Utprovad av:

E-post:

Utprovad för:

Telefon:

Datum:

Rullstolens totalvikt (g):

Vikten ändras sig beroende på vilka val du gör nedan.

U3 Y-front Låg har en justerbar bakaxel av kolfiber. Y-fronten ger mer utrymme för lår och knän jämfört med U-fronten. För att hitta en balansering som passar dig så kan bakaxeln flyttas till olika lägen. Ange önskat mått under "Inställningar". U3 Y-front Låg är sänkt med 25 mm jämfört med U3 vilket ger sitthöjd 44,5 cm fram och 41,5 cm bak., utan dyna. För att justera sitthöjden kan andra storlekar av drivhjul eller ett förhöjningskit och passande framgaffel väljas från tillvalslistan. Max brukarvikt är **100 kg** för sittbredd 33-42 och **150kg** för sittbredd 45-50 cm.

Spara guiden på "skrivbordet" och öppna den med **Adobe Reader**, för bästa funktion. Välj utförande på din rullstol genom att klicka i cirkelarna i denna guide. **Blå, understruken text** är klickbar för att **visa info** eller bild. **BB** = sittbredd, **HH**= rygghöjd

Original utförande

Alternativt utförande

Mindre vanliga alternativ [info](#)



1) Chassi-färg Klicka på länken för aktuella färger. Fyll i art.nr. i rutan.



2) Sittbredd (BB)

[art.nr.](#)

- 33 cm 36 cm 39 cm 42 cm 45 cm 50 cm

Rensa

Art.nr inkluderar: chassi, rygggläs, vadband



3) Sittdjup

[art.nr.](#)

- 35 cm 40 cm

Rensa

- 37,5 cm 42,5 cm

4) Ryggstöd

- [Standard](#)
523BBHH VER2

Rensa

Rygghöjd (HH)

- 20 cm 35 cm
 25 cm 40 cm
 30 cm 45 cm

Rensa

[Insväng](#)

525BBHH VER2

[Bakåtbockad](#)

524BBHH VER2

[Ryggstöd, utökad sortiment](#)

[Ryggstativ för fasta ryggssystem](#)

art. _____



5) Bakaxel

- [Carbon standard](#)
33023BB

Rensa

[Carbon +15 mm](#)

33023BC*

* sittbredd BB +1

Denna bakaxel används om man väljer till armstöd under Tillbehör och/eller val av ökad sitthöjd.

[Annan bakaxel eller sitthöjd](#)
[Ökning av sitthöjd](#)



6) Länkhjul

- [90 mm](#)
[art.nr.](#)

Rensa

[120 mm](#)

[art.nr.](#)



7) Fotstöd

[info om fotstödshöjd](#)

- [Fotbåge Titan](#)
36915BB

Rensa

[Förlängd, förstärkt](#)

36006BB behövs för Freewheel

[Plastplatta till fotbåge](#)

36010BB

[Annat fotstöd](#)



8) Broms

- [Broms S3](#)
4630000

Rensa

[Enhandsbroms, höger](#)

[art.nr.](#)

[Enhandsbroms, vänster](#)
[art.nr.](#)



9) Drivhjul - utan drivring

- 24" [standard](#)
[art.nr.](#)

Rensa

[Drivhjulstorlek](#)

- 24" [Spinergy X](#) svarta ekrar
 24" [Spinergy X](#) vita ekrar
 25" [Spinergy X](#) svarta ekrar
 25" [Spinergy X](#) vita ekrar
 26" [Spinergy X](#) svarta ekrar
 26" [Spinergy X](#) vita ekrar

[art.nr.](#)

[Annat drivhjul](#)



Däck - välj däck

- [Schwalbe Right Run](#) 24",25",26"

Rensa

[Grovmönstrat](#) 24"

Schwalbe [Marathon Plus](#)

24",25",26"

Schwalbe [One](#)

24",25"

[PU 24"](#) (massivt)



10) Drivring

- [Titan](#)
190DD11 (x2)
- [Rensa](#)

DD = Hjuldiameter

- [Alu X 24"](#)
1904404 (x2)
- [Alu X 25"](#)
1904405 (x2)
- [Alu X 26"](#)
1904406 (x2)
- [Paragrip](#)
19051DDBT x2
- [Tetragrip](#)
19052DDBT x2

- [Maxgrepp 24"](#) (innehåller latex)
1903060 x2

Tillbehör



Sidoskydd *

- [Sidoskydd S3](#) [Video](#)
[art.nr.](#)
- * OBS! Sidoskydd för 26" krävs för 24" drivhjul pga. det låga chassit
- [Rensa](#)



Sidoskydd Carbon

- [Carbon, utan skärm *](#)
[art.nr](#)
- [Carbon, liten skärm *](#)
[art.nr](#)
- [Carbon, stor skärm *](#)
[art.nr](#)
- * Endast med enhandsbroms.
- ** Carbon 26" behövs till 24" drivhjul då chassit är sänkt



Armstöd *

- [Armstöd S3](#) [Video](#)
[art.nr](#)
- Ej möjligt att kombinera med 25" och 26" drivhjul. 26" armstöd behövs för 24" drivhjul pga det låga chassit



Körhandtag H/S

- [Höj / sänkbara S3](#) [Video](#)
4252060 VER2
- [Höj / sänkbara S3+10 cm](#)
4252063 VER2
- [Rensa](#)

Max 100 kg brukarvikt



Körhandtag Fällbara

- [Fällbara S3](#) [Video](#)
4245000



Körbåge

- [Körbåge S3](#)
42400BB VER2
- Max. brukarvikt 100kg.



Tippskydd lågt chassi

- [Tippskydd](#) std sitthöjd
4355000 [Video](#)
- [Annat sitthöjd](#)



Dyna

- Sittdjup 35 cm Sittdjup 40 cm
- [2,5 cm](#) [2,5 cm](#)
- 572BB35 572BB40
- [5 cm](#) [5 cm](#)
- 575BB35 575BB40
- [Rensa](#)



Ekerskydd

- [24" logga](#)
4500000
- [24" ej logga](#)
4500011
- [Rensa](#)




Övrigt

- [Rörskydd](#) _____ st
9900251 (x3/rullstol)
- [Kryckäppshållare S3](#) _____ st
9900301 (x1/krycka) [Video](#)
- [Ryggkil](#) _____ st
4710012

Välj art.nr. för Freewheel efter vilken fotstödshöjd rullstolen har
Läs mer om Freewheel på [hemsidan](#)

- [Freewheel](#)



Kildyna

- [Kildyna](#)
57710BB

Inställningar



Ryggstödsinkel

Ange måttet (A) för önskad ryggvinkel.
14-28 mm. Standard=20 mm

A= _____ mm



Bakaxeljustering

Ange måttet (A) för önskad balansering.
Standard=60 mm

A= _____ mm



Fotstödshöjd [info om fotstödshöjd](#)

Ange måttet (A).

A= _____ mm

Transportmärkning

- JA märk upp stolen med fästpunkter för transport i färdtjänstfordon.

Art.nr.9000152

OBS! Se [bruksanvisningen](#) för närmare anvisningar.



Extra