

Utprovad av:

E-post:

Utprovad för:

Telefon:

Datum:

Rullstolens totalvikt (g):

Vikten ändras sig beroende på vilka val du gör nedan.

U3-light Y-front har en fast bakaxel av kolfiber som inte kan flyttas. Y-fronten ger mer utrymme för lår och knän jämfört med U-fronten. För att hitta en balansering som passar dig, finns två olika modeller, U3 light och U3 light L. L är mer lättbalanserad och lättare att köra på bakhjulen. Finjustera balansen genom att positionera ryggstödet i tre olika lägen. Y3 Light har sitt höjd 47 cm fram och 43 bak, utan dyna.

Max brukarvikt är 100 kg för sittbredd 33-45.

Spara guiden på "skrivbordet" och öppna den med **Adobe Reader**, för bästa funktion. Välj utförande på din rullstol genom att klicka i cirkelarna i denna guide. **Blå, understruken text är klickbar för att visa info** eller bild. **BB** = sittbredd, **HH** = rygg höjd

**Original utförande**

**Alternativt utförande**

**Mindre vanliga alternativ** [info](#)

**1) Chassi-färg** [Klicka på länken för aktuella färger. Fyll i art.nr. i rutan.](#)

**2) Sittbredd (BB)**

[art.nr.](#)

- 33 cm  
 33 cm L  
 Rensa

- 36 cm  
 36 cm L

- 39 cm  
 39 cm L

- 42 cm  
 42 cm L

- 45 cm  
 45 cm L

Art.nr inkluderar: chassi, vaddband och sitsväska



**3) Sittdjup**

[art.nr.](#)

- Rensa  35 cm  40 cm

- 37,5 cm  42,5 cm



**4) Ryggstöd**

[Rygg höjd \(HH\)](#)

- U3 light  
523BBHH L  
 Rensa

- 25 cm  
 30 cm  
 35 cm  
 Rensa

- [Insvängd](#)  
525BBHH L  
 [Bakåttbockad](#)  
524BBHH L

[Info](#)

- [Ryggklädsel komfort](#)  
U3 light rygg med ryggklädsel S3 - mer vaddering, kraftigare ryggband men något tyngre

- [Ryggstöd, utökat sortiment](#)  
 [Ryggstativ för fasta ryggsystem](#)

art. \_\_\_\_\_



**5) Balansering** [info](#)

- Position A** Minst lätt balanserad  
 **Position B** Medel balanserad  
 **Position C** Mest lätt balanserad  
 Rensa

Placeringen av ryggstödet på chassit påverkar stolens balansläge. "lätt balanserad" = lätt att köra på bakhjulen. Positionen kan lätt ändras senare.



**6) Länkhjul och framgaffel**

- 90 mm X  
[art.nr.](#)  
 Rensa

- 90 mm S3  
[art.nr.](#)  
 120 mm S3  
[art.nr.](#)



**7) Fotstöd**

[info om fotstödshöjd](#)

- [Fotbåge X](#)  
36004BB  
 Rensa

- [Fotbåge Titan](#)  
36915BB  
 [Förlängd, förstärkt](#)  
36006BB [behövs för Freewheel](#)  
 [Plastplatta till fotbåge](#)  
36010BB

- [Annat fotstöd](#)



**8) Broms**

- [Enhandsbroms, höger](#)  
[art.nr.](#)  
 Rensa

- [Broms S3](#)  
4630000

- [Enhandsbroms, vänster](#)  
[art.nr.](#)



**9) Drivhjul - utan drivring**

[art.nr.](#)

- 24" [Spinergy X](#) vita ekrar  
 24" [Spinergy X](#) svarta ekrar  
 Rensa

- 25" [Spinergy X](#) vita ekrar [Drivhjulstorlek](#)  
 25" [Spinergy X](#) svarta ekrar  
 26" [Spinergy X](#) vita ekrar  
 26" [Spinergy X](#) svarta ekrar

- [Annat drivhjul](#)



**Däck - välj däck**

- [Schwalbe One 24", 25"](#)  
 Rensa

- [Right Run 24", 25" 26"](#)  
 [Marathon Plus 24", 25", 26"](#)

- [Grovmönstrat 24"](#)





### 10) Drivring

- Aluminium X 24"  
1904404 (x2)
- Aluminium X 25"  
1904405 (x2)
- Aluminium X 26"  
1904406 (x2)
- Rensa

- Titan  
190DD11 x2
- Paragrip  
19051DDBT x2
- Tetragrip  
19052DDBT x2

DD = Hjul diameter

- Maxgrepp 24" (innehåller latex)  
1903060 x2

### Tillbehör



#### Sidoskydd

- Carbon, utan skärm  
art.nr.
- Rensa



#### Sidoskydd

- Carbon, liten skärm  
art.nr.
- Carbon, stor skärm\*  
art.nr.
- Sidoskydd S3  
art.nr.

\*endast med enhandsbroms



#### Armstöd

- Armstöd S3 Video  
art.nr.

Gör rullstolen 15mm bredare



#### Dyna

- |   |   |
|---|---|
| Sittdjup 35 cm                          | Sittdjup 40 cm                          |
| <input type="radio"/> 2,5 cm<br>572BB35 | <input type="radio"/> 2,5 cm<br>572BB40 |
| <input type="radio"/> 5 cm<br>575BB35   | <input type="radio"/> 5 cm<br>575BB40   |
| <input type="radio"/> Rensa             |   |



#### Körhandtag

- Fällbara S3 Video  
4245000
- Rensa



#### Sitsväska

Ingår i priset. Välj sort.

- Sitsmonterad  
9900212
- Dynmonterad  
9900213
- Rensa



#### Kildyna


- Kildyna  
57710BB



#### Övrigt

- Rörskydd  
9900251 (x3 / rullstol) \_\_\_\_\_ st
  - Ryggkil  
4710012 \_\_\_\_\_ st
- Välj art.nr. för Freewheel efter vilken fotstödshöjd rullstolen har  
Läs mer om Freewheel på [hemsidan](#)
- Freewheel

### Inställningar



#### Ryggstödsinkel

Ange måttet (A) för önskad ryggvinkel.  
10-20 mm. Standard=18 mm

A= \_\_\_\_\_ mm



#### Fotstödshöjd info om fotstödshöjd

Ange måttet (A) för önskad fotstödshöjd.

A= \_\_\_\_\_ mm

Extra