

Utprovad av:

E-post:

Utprovad för:

Telefon:

Datum:

Rullstolens totalvikt (g):

Vikten ändras beroende på vilka val du gör nedan.

Y3-light 90° har en fast bakaxel av kolfiber som inte kan flyttas. Y-fronten ger mer utrymme för lår och knän jämfört med U-fronten. För att hitta en balansering som passar dig, finns två olika modeller, Y3 light 90° och Y3 light 90° L. L är mer lättbalanserad och lättare att köra på bakhjulen. Finjustera balansen genom att positionera ryggstödet i tre olika lägen. Y3 Light har sitt höjd 47 cm fram och 43 bak, utan dyna. Max brukarvikt är 100 kg för sittbredd 33-45.

Spara guiden på "skrivbordet" och öppna den med **Adobe Reader**, för bästa funktion. Välj utförande på din rullstol genom att klicka i cirkelarna i denna guide. **Blå, understruken text är klickbar för att visa info** eller bild. **BB** = sittbredd, **HH** = rygg höjd

Original utförande

Alternativt utförande

Mindre vanliga alternativ [info](#)

1) Chassi-färg [Klicka på länken för aktuella färger. Fyll i art.nr. i rutan.](#)

2) Sittbredd (BB)

[art.nr.](#)

33 cm

36 cm

39 cm

42 cm

45 cm

Rensa

Art.nr inkluderar: chassi, vadbånd och sitsväska

3) Sittdjup

[art.nr.](#)

Rensa

35 cm

37,5 cm

40 cm

[info 40 cm](#)

4) Ryggstöd

Rygg höjd (HH)

U3 light

523BBHH L

Rensa

25 cm

30 cm

35 cm

Rensa

[Insvängd](#)

525BBHH L

[Bakåttbockad](#)

524BBHH L

[Ryggklädsel komfort](#)

U3 light rygg med ryggklädsel S3 - mer vaddering, kraftigare ryggband men något tyngre

[Ryggstöd, utökad sortiment](#)

[Ryggstativ för fasta ryggsystem](#)

art. _____

5) Balansering [info](#)

Position A

Minst lätt balanserad

Rensa

Position B

Medel balanserad

Position C

Mest lätt balanserad

Placeringen av ryggstödet på chassit påverkar stolens balansläge. "lätt balanserad" = lätt att köra på bakhjulen. Positionen kan lätt ändras senare.

6) Länkhjul och framgaffel

90 mm X

[art.nr.](#)

Rensa

90 mm S3

[art.nr.](#)

120 mm S3

[art.nr.](#)

7) Fotstöd

[Fotbåge Y3 90](#)

36018BB

Rensa

[Plastplatta till fotbåge](#)

36010BB

8) Broms

[Enhandsbroms, höger](#)

[art.nr.](#)

Rensa

[Broms S3](#)

4630000

[Enhandsbroms, vänster](#)

[art.nr.](#)

9) Drivhjul - utan drivring [art.nr.](#)

24" [Spinergy X](#) vita ekrar

24" [Spinergy X](#) svarta ekrar

Rensa

25" [Spinergy X](#) vita ekrar

[Drivhjulstorlek](#)

25" [Spinergy X](#) svarta ekrar

26" [Spinergy X](#) vita ekrar

26" [Spinergy X](#) svarta ekrar

[Annat drivhjul](#)

Däck - välj däck

[Schwalbe One 24", 25"](#)

Rensa

[Right Run 24", 25" 26"](#)

[Marathon Plus 24", 25", 26"](#)

[Grovmönstrat 24"](#)



10) Drivring

- [Aluminium X 24"](#)
1904404 (x2)
- [Aluminium X 25"](#)
1904405 (x2)
- [Aluminium X 26"](#)
1904406 (x2)
- Rensa

- [Titan](#)
190DD11 x2
- [Paragrip](#)
19051DDBT x2
- [Tetragrip](#)
19052DDBT x2

DD = Hjuldiameter

- [Maxgrepp 24"](#) (innehåller latex)
1903060 x2

Tillbehör



Sidoskydd

- [Carbon](#)
artikelnummer
- Rensa



Sidoskydd

- [Carbon, liten skärm](#)
artikelnummer
- [Carbon, stor skärm*](#)
artikelnummer
- [Sidoskydd S3](#)
artikelnummer

*endast med enhandsbroms



Armstöd

- [Armstöd S3](#) Video
artikelnummer

Gör rullstolen 15mm bredare



Dyna

- | | |
|---|---|
| Sittdjup 35 cm | Sittdjup 40 cm |
| <input type="radio"/> 2,5 cm
572BB35 | <input type="radio"/> 2,5 cm
572BB40 |
| <input type="radio"/> 5 cm
575BB35 | <input type="radio"/> 5 cm
575BB40 |
| <input type="radio"/> Rensa | |



Körhandtag

- [Fällbara S3](#) Video
4245000
- Rensa



Sitsväska

Ingår i priset. Välj sort.

- [Sitsmonterad](#)
9900212
- [Dynmonterad](#)
9900213
- Rensa



Kildyna

- [Kildyna](#)
57710BB




Övrigt

- [Rörskydd](#) _____ st
9900251 (x3 / rullstol)
- [Ryggkil](#) _____ st
4710012
- [Freewheel](#)

Välj art.nr. för Freewheel efter vilken **fotstödshöjd** rullstolen har
Läs mer om Freewheel på [hemsidan](#)

Inställningar



Ryggstödsinkel

Ange måttet (A) för önskad ryggvinkel.
10-20 mm. Standard=18 mm

A= _____ mm



Fotstödshöjd info om fotstödshöjd

Ange måttet (A) för önskad fotstödshöjd.

A= _____ mm

Extra