

Utprovad av:

E-post:

Utprovad för:

Telefon:

Datum:

Rullstolens totalvikt (g):

Vikten ändras sig beroende på vilka val du gör nedan.

U3-light Y-front Hög har en fast bakaxel av kolfiber som inte kan flyttas. Y-fronten ger mer utrymme för lår och knän jämfört med U-fronten. Finjustera balansen genom att positionera ryggstödet i tre olika lägen. Y3 Light Hög har en sitsvinkel på 4 grader (till skillnad mot U3 Light som har 7 grader) med sitthöjd 49 cm fram och 47 cm bak, utan dyna.

Max brukarvikt är 100 kg för sittbredd 33-45.

Spara guiden på "skrivbordet" och öppna den med **Adobe Reader**, för bästa funktion. Välj utförande på din rullstol genom att klicka i cirkelarna i denna guide. **Blå, understruken text är klickbar för att visa info** eller bild. **BB** = sittbredd, **HH** = rygghöjd

**Original utförande**

**Alternativt utförande**

**Mindre vanliga alternativ** [info](#)

1) **Chassi-färg** [Klicka på länken för aktuella färger](#)



2) **Sittbredd (BB)**

[art.nr.](#)

33 cm

36 cm

39 cm

42 cm

45 cm

Rensa

Art.nr inkluderar: chassi, vaddband och sitsväska



3) **Sittdjup**

[art.nr.](#)

Rensa

35 cm  40 cm

37,5 cm  42,5 cm



4) **Ryggstöd**

Rygghöjd (HH)

U3 light

523BBHH L

Rensa

25 cm

30 cm

35 cm

Rensa

Insvängd

525BBHH L

Bakåtbockad

524BBHH L

[Info](#)

Ryggklädsel komfort

U3 light rygg med ryggklädsel S3 - mer vaddering, kraftigare ryggband men något tyngre

Ryggstöd, utökat sortiment

Ryggstativ för fasta ryggsystem

art. \_\_\_\_\_



5) **Balansering** [info](#)

Position A

Minst lätt balanserad

Rensa

Position B

Medel balanserad

Position C

Mest lätt balanserad

Placeringen av ryggstödet på chassit påverkar stolens balansläge. "lätt balanserad" = lätt att köra på bakhjulen. Positionen kan lätt ändras senare.



6) **Länkhjul och framgaffel**

120 mm S3

[art.nr.](#)

Rensa

90 mm S3

[art.nr.](#)

90 mm X

[art.nr.](#)



7) **Fotstöd**

[info om fotstödshöjd](#)

Fotbåge X

36004BB

Rensa

Fotbåge Titan

36915BB

Förlängd, förstärkt

36006BB [behövs för Freewheel](#)

Plastplatta till fotbåge

36010BB

Annat fotstöd



8) **Broms**

Enhandsbroms, höger

[art.nr.](#)

Rensa

Broms S3

4630000

Enhandsbroms, vänster

[art.nr.](#)



9) **Drivhjul - utan drivring**

[art.nr.](#)

24" Spinerger X vita ekrar

24" Spinerger X svarta ekrar

Rensa

25" Spinerger X vita ekrar

[Drivhjulstorlek](#)

25" Spinerger X svarta ekrar

26" Spinerger X vita ekrar

26" Spinerger X svarta ekrar

Annat drivhjul



Däck - välj däck

Schwalbe One 24", 25"

Rensa

Right Run 24", 25" 26"

Marathon Plus 24", 25", 26"

Grovmönstrat 24"



### 10) Drivring

- Aluminium X 24"  
1904404 (x2)
- Aluminium X 25"  
1904405 (x2)
- Aluminium X 26"  
1904406 (x2)
- Rensa

- Titan  
190DD11 x2
- Paragrip  
19051DDBT x2
- Tetragrip  
19052DDBT x2

DD = Hjulldiameter

- Maxgrepp 24" (innehåller latex)  
1903060 x2

### Tillbehör



#### Sidoskydd

- Carbon, utan skärm  
art.nr.
- Rensa



#### Sidoskydd

- Carbon, liten skärm  
art.nr.
- Carbon, stor skärm\*  
art.nr.
- Sidoskydd S3  
art.nr.

\*endast med enhandsbroms



#### Armstöd

- Armstöd S3 Video  
art.nr.

Gör rullstolen 15mm bredare



#### Dyna

- Sittdjup 35 cm    Sittdjup 40 cm
- 2,5 cm     2,5 cm  
572BB35    572BB40
  - 5 cm     5 cm  
575BB35    575BB40
  - Rensa



#### Körhandtag


- Fällbara S3 Video  
4245000
- Rensa



#### Sitsväska

Ingår i priset. Välj sort.

- Sitsmonterad  
9900212
- Dynmonterad  
9900213
- Rensa



#### Kildyna


- Kildyna  
57710BB



#### Övrigt

- Rörskydd \_\_\_\_\_ st  
9900251 (x3 / rullstol)
  - Ryggkil \_\_\_\_\_ st  
4710012
- Välj art.nr. för Freewheel efter vilken fotstödshöjd rullstolen har  
Läs mer om Freewheel på [hemsidan](#)
- Freewheel

### Inställningar



#### Ryggstödsinkel

Ange måttet (A) för önskad ryggvinkel.  
10-20 mm. Standard=18 mm

A= \_\_\_\_\_ mm



#### Fotstödshöjd info om fotstödshöjd

Ange måttet (A) för önskad fotstödshöjd.

A= \_\_\_\_\_ mm

Extra