

Utprovad av:

E-post:

Utprovad för:

Telefon:

Datum:

Rullstolens totalvikt (g):

Vikten ändras sig beroende på vilka val du gör nedan.

U3 Light Y-front Låg har en fast bakaxel av kolfiber som inte kan flyttas. Y-fronten ger mer utrymme för lår och knän jämfört med U-fronten. För att hitta en balansering som passar dig, finns två olika modeller, U3 Light Y-front Låg och U3 Light Y-front Låg L. L är mer lättbalanserad och lättare att köra på bakhjulen. Finjustera balansen genom att positionera ryggstödet i tre olika lägen. U3 Light Låg Y-front har sitt höjd 44,5 cm fram och 41,5 bak, utan dyna.
Max brukarvikt är 100 kg för sittbredd 33-45.

Spara guiden på "skrivbordet" och öppna den med **Adobe Reader**, för bästa funktion. Välj utförande på din rullstol genom att klicka i cirkelarna i denna guide. **Blå, understruken text är klickbar för att visa info** eller bild. **BB** = sittbredd, **HH** = rygghöjd

Original utförande

Alternativt utförande

Mindre vanliga alternativ [info](#)

1) **Chassi-färg** [Klicka på länken för aktuella färger](#)



2) **Sittbredd (BB)**
[art.nr.](#)

- 33 cm 36 cm 39 cm 42 cm 45 cm
- Rensa

Art.nr inkluderar: chassi, vaddband och sitsväska



3) **Sittdjup**
[art.nr.](#)

- Rensa 35 cm 40 cm

- 37,5 cm 42,5 cm



4) **Ryggstöd**

- [Rygghöjd \(HH\)](#)
- U3 light 523BBHH L 25 cm
- Rensa 30 cm
- Rensa 35 cm

- [Insvängd](#) 525BBHH L [Info](#)
- [Bakåttböckad](#) 524BBHH L

- [Ryggklädsel komfort](#)
U3 light rygg med ryggklädsel S3 - mer vaddering, kraftigare ryggband men något tyngre

- [Ryggstöd, utökat sortiment](#)
- [Ryggstativ för fasta ryggsystem](#)

art. _____



5) **Balansering** [info](#)

- Position A** Minst lätt balanserad **Position B** Medel balanserad **Position C** Mest lätt balanserad
- Rensa

Placeringen av ryggstödet på chassit påverkar stolens balansläge. "lätt balanserad" = lätt att köra på bakhjulen. Positionen kan lätt ändras senare.



6) **Länkhjul och framgaffel**

- 90 mm X [art.nr.](#)
- Rensa

- 90 mm S3 [art.nr.](#)
- 120 mm S3 [art.nr.](#)



7) **Fotstöd** [info om fotstödshöjd](#)

- [Fotbåge X](#) 36004BB
- Rensa

- [Fotbåge Titan](#) 36915BB
- [Förlängd, förstärkt](#) 36006BB [behövs för Freewheel](#)
- [Plastplatta till fotbåge](#) 36010BB

- [Annat fotstöd](#)



8) **Broms**

- [Enhandsbroms, höger](#) [art.nr.](#)
- Rensa

- [Broms S3](#) 4630000

- [Enhandsbroms, vänster](#) [art.nr.](#)



9) **Drivhjul - utan drivring** [art.nr.](#)

- 24" [Spinergy X](#) vita ekrar
- 24" [Spinergy X](#) svarta ekrar
- Rensa

- 25" [Spinergy X](#) vita ekrar [Drivhjulstorlek](#)
- 25" [Spinergy X](#) svarta ekrar
- 26" [Spinergy X](#) vita ekrar
- 26" [Spinergy X](#) svarta ekrar

- [Annat drivhjul](#)



Däck - välj däck

- [Schwalbe One 24", 25"](#)
- Rensa

- [Right Run 24", 25" 26"](#)
- [Marathon Plus 24", 25", 26"](#)

- [Grovmönstrat 24"](#)



10) Drivring

- [Aluminium X 24"](#)
1904404 (x2)
- [Aluminium X 25"](#)
1904405 (x2)
- [Aluminium X 26"](#)
1904406 (x2)
- Rensa

- [Titan](#)
190DD11 x2
- [Paragrip](#)
19051DDBT x2
- [Tetragrip](#)
19052DDBT x2

DD = Hjul diameter

- [Maxgrepp 24"](#) (innehåller latex)
1903060 x2

Tillbehör

Sidoskydd *

- [Carbon, utan skärm](#)
art.nr.
- * OBS! Sidoskydd 26" krävs för 24" drivhjul pga. det låga chassit
- Rensa



Sidoskydd *

- [Carbon, liten skärm](#)
art.nr.
- [Carbon, stor skärm*](#)
art.nr.
- * endast med enhandsbroms
- [Sidoskydd S3](#)
art.nr.



Armstöd *

- [Armstöd S3 Video](#)
art.nr.
- Gör rullstolen 15mm bredare.
- Ej möjligt att kombinera med 25" och 26" drivhjul
- 26" armstöd behövs till 24" drivhjul pga det låga chassit



Dyna

- Sittdjup 35 cm Sittdjup 40 cm
- [2,5 cm](#) [2,5 cm](#)
572BB35 572BB40
 - [5 cm](#) [5 cm](#)
575BB35 575BB40
 - Rensa



Körhandtag

- [Fällbara S3 Video](#)
4245000
- Rensa




Sitsväska

- Ingår i priset. Välj sort.
- [Sitsmonterad](#)
9900212
 - [Dynmonterad](#)
9900213
 - Rensa

Kildyna

- [Kildyna](#)
57710BB



Övrigt


- [Rörskydd](#) _____ st
9900251 (x3 / rullstol)
- [Ryggkil](#) _____ st
4710012
- Välj art.nr. för Freewheel efter vilken **fotstödshöjd** rullstolen har
- Läs mer om Freewheel på [hemsidan](#)
- [Freewheel](#)

Inställningar

Ryggstödsinkel

Ange måttet (A) för önskad ryggvinkel.
10-20 mm. Standard=18 mm

A= _____ mm



Fotstödshöjd info om fotstödshöjd

Ange måttet (A) för önskad fotstödshöjd.

A= _____ mm



Extra