

V-TRAK Produktlista och utprovningsprotokoll

		Datum:	
HMC:			
Brukare:			
Förskrivare:			
Hjälpmiddelskonsulent:			
Leverantörsrepresentant:			
Rullstol (Mod., sittbr, etc):			
Övrigt:			

Innehåll: (Tryck på sidnumret för att komma till sidan, tryck på "Info" för mer information)

Sid 1:	V-Trak Ryggstöd Vuxen	Info Djup Profil	Info Profil	Info Standard
Sid 2:	V-Trak Ryggstöd Barn & V-Trak Ryggsegment	Info Barn	Info Ryggsegment	
Sid 3:	V-Trak Fästebeslag	Info Fästbeslag	Info Fästbeslag	
Sid 4:	V-Trak Huvudstöd, Bålstöd		Info Huvudstöd	
Sid 5:	V-Trak Fästbeslag Diverse Tillbehör, Reservdelar	Info Special	Info Diverse	

V-Trak ryggstöd Vuxen



Djup Profil Vuxen

Art.nr.	Antal	Produktbeskrivning	Bålbredd	Höjd	Passar sittbr
<input type="checkbox"/> AXDH-M		V-trak Axxis Rygg,djup,M,hög	30 - 36 cm	56 cm	30 - 36 cm
<input type="checkbox"/> AXDR-L		V-trak Axxis Rygg, djup, L, Låg	35 - 43 cm	30 cm	33 - 45 cm
<input type="checkbox"/> AXDS-L		V-trak Axxis Rygg.,djup,L,std	35 - 43 cm	40 cm	33 - 45 cm
<input type="checkbox"/> AXDH-L		V-trak Axxis Rygg,djup,L,hög	35 - 43 cm	60 cm	33 - 45 cm
<input type="checkbox"/> AXDR-XL		V-trak Axxis Rygg, djup,XL Låg	40 - 50 cm	30 cm	39 - 50 cm
<input type="checkbox"/> AXDS-XL		V-trak Axxis Rygg, djup,XL,std	40 - 50 cm	40 cm	39 - 50 cm
<input type="checkbox"/> AXDH-XL		V-trak Axxis Rygg,djup,XL,hög	40 - 50 cm	60 cm	39 - 50 cm
<input type="checkbox"/> AXDS-XXL		V-trak Axxis Rygg,djup,XXL,std	48 - 60 cm	40 cm	48 - 60 cm
<input type="checkbox"/> AXDH-XXL		V-trak Axxis Rygg,djup,XXL,hög	48 - 60 cm	60 cm	48 - 60 cm

Profil Vuxen

Art.nr.	Antal	Produktbeskrivning	Bålbredd	Höjd	Passar sittbr
<input type="checkbox"/> AXPR-L		V-trak Axxis Rygg Profil, L,Låg	35 - 43 cm	30 cm	33 - 45 cm
<input type="checkbox"/> AXPS-L		V-trak Axxis Rygg Profil, L, std	35 - 43 cm	40 cm	33 - 45 cm
<input type="checkbox"/> AXPR-XL		V-trak Axxis Rygg Profil, XL,Låg	40 - 50 cm	30 cm	39 - 50 cm
<input type="checkbox"/> AXPS-XL		V-trak Axxis Rygg Profil,XL, std	40 - 50 cm	40 cm	39 - 50 cm

Standard Vuxen

Art.nr.	Antal	Produktbeskrivning	Bålbredd	Höjd	Passar sittbr
<input type="checkbox"/> AXR-L		V-trak Axxis Rygg std,L,Låg	35 - 43 cm	30 cm	33 - 45 cm
<input type="checkbox"/> AXS-L		V-trak Axxis Rygg, std, L,std	35 - 43 cm	40 cm	33 - 45 cm
<input type="checkbox"/> AXH-L		V-trak Axxis Rygg. std, L, hög	35 - 43 cm	60 cm	33 - 45 cm
<input type="checkbox"/> AXR-XL		V-trak Axxis Rygg std, XL,Låg	40 - 50 cm	30 cm	39 - 50 cm
<input type="checkbox"/> AXS-XL		V-trak Axxis Rygg, std,XL,std	40 - 50 cm	40 cm	39 - 50 cm
<input type="checkbox"/> AXH-XL		V-trak Axxis Rygg, std,XL,hög	40 - 50 cm	60 cm	39 - 50 cm
<input type="checkbox"/> AXS-XXL		V-trak Axxis Standard ryggstöd, XX-Large Br48-60cm, H40cm	48 - 60 cm	40 cm	48 - 60 cm

V-Trak ryggstöd Barn

Djup Profil Barn					
Art.nr.	Antal		Bålbredd	Höjd	Passar sittbr
<input type="checkbox"/> VP-DC1		V-trak Pico ryggstöd, djup, S br24-30	26 - 33 cm	25 cm	27 - 30 cm
<input type="checkbox"/> AXDR-S		V-trak Axxis Rygg, djup, S, Låg	30 - 33 cm	30 cm	30 - 33 cm
<input type="checkbox"/> AXDR-M		V-trak Axxis Rygg, djup, M, Låg	30 - 36 cm	30 cm	30 - 36 cm
<input type="checkbox"/> AXDS-M		V-trak Axxis Rygg, djup, M, std	30 - 36 cm	40 cm	30 - 36 cm

Profil Barn					
Art.nr.	Antal		Bålbredd	Höjd	Passar sittbr
<input type="checkbox"/> VP-P1		V-trak Pico ryggstöd, std, S br24-33	24 - 33 cm	28 cm	24 - 30 cm
<input type="checkbox"/> AXPR-M		V-trak Axxis ryggst. M, Låg br30-38	30 - 36 cm	30 cm	30 - 36 cm
<input type="checkbox"/> AXPS-M		V-trak Axxis Rygg Profil, M, std	30 - 36 cm	40 cm	30 - 36 cm

Standard Barn					
Art.nr.	Antal		Bålbredd	Höjd	Passar sittbr
<input type="checkbox"/> AXR-S		V-trak Axxis Rygg std, S, Låg	30 - 33 cm	30 cm	30 - 33 cm
<input type="checkbox"/> AXR-M		V-trak Axxis Rygg std, M, Låg	30 - 36 cm	30 cm	30 - 36 cm
<input type="checkbox"/> AXS-M		V-trak Axxis Rygg, std, M, std	30 - 36 cm	40 cm	30 - 36 cm
<input type="checkbox"/> AXH-M		V-trak Axxis Rygg, std, M, hög	30 - 36 cm	60 cm	30 - 36 cm

V-Trak ryggstöd Segment

V-trak ryggstöd; Djup Segment Vuxen					
Art.nr.	Antal		Bålbredd	Höjd	Passar sittbr
<input type="checkbox"/> AXSBD-LR		V-trak Axxis Segment, djup, L h16	35 - 43 cm	16 cm	33 - 45 cm
<input type="checkbox"/> AXSBD-LF		V-trak Axxis Segment, djup, L h20	35 - 43 cm	20 cm	33 - 45 cm
<input type="checkbox"/> AXSBD-XLR		V-trak Axxis Segment, djup, XL h17	40 - 50 cm	17 cm	39 - 50 cm
<input type="checkbox"/> AXSBD-XLF		V-trak Axxis Segment, djup, XL h20	40 - 50 cm	20 cm	39 - 50 cm
<input type="checkbox"/> AXSBD-XXLF		V-trak Axxis Segment, djup, XXL h20	48 - 60 cm	20 cm	48 - 60 cm

V-Trak ryggstöd; Standard Segment Vuxen						
Art.nr.	Antall	Hj.m.nr.	Varenavn	Bålbredd	Höjd	Passar sittbr
<input type="checkbox"/> AXSB-LR			V-trak Axxis Segment, std, L h16	35 - 43 cm	16 cm	33 - 45 cm
<input type="checkbox"/> AXSB-LF			V-trak Axxis Segment, djup, L h20	35 - 43 cm	20 cm	33 - 45 cm
<input type="checkbox"/> AXSB-XLR			V-trak Axxis Segment, std, XL, h17	40 - 50 cm	17 cm	39 - 50 cm
<input type="checkbox"/> AXSB-XLF			V-trak Axxis Segment, std, XL h20	40 - 50 cm	20 cm	39 - 50 cm

V-Trak ryggstöd; Djup Segment Barn					
Art.nr.	Antal		Bålbredd	Höjd	Passar sittbr
<input type="checkbox"/> AXSBD-SR		V-trak Axxis Segment, djup, S h14	30 - 33 cm	14 cm	30 - 33 cm
<input type="checkbox"/> AXSBD-SF		V-trak Axxis Segment, djup, S h17	30 - 33 cm	17 cm	30 - 33 cm
<input type="checkbox"/> AXSBD-MR		V-trak Axxis Segment, djup, M h15	30 - 36 cm	15 cm	30 - 36 cm
<input type="checkbox"/> AXSBD-MF		V-trak Axxis Segment, djup, M h20	30 - 36 cm	20 cm	30 - 36 cm


V-Trak ryggstöd; Standard Segment Barn					
Art.nr.	Antal		Bålbredd	Höjd	Passar sittbr
<input type="checkbox"/> AXSB-XXSR		V-trak Axxis Segment, std, XXS, h10	26 - 33 cm	10 cm	27 - 30 cm
<input type="checkbox"/> AXSB-XSR		V-trak Axxis Segment, std, S, h12	26 - 33 cm	12 cm	27 - 30 cm
<input type="checkbox"/> AXSB-SR		V-trak Axxis Segment, std, S, h14	26 - 33 cm	14 cm	24 - 30 cm
<input type="checkbox"/> AXSB-SF		V-trak Axxis Segment, std, S, h17	26 - 33 cm	17 cm	24 - 30 cm
<input type="checkbox"/> AXSB-MR		V-trak Axxis Segment, std, M, h15	30 - 36 cm	15 cm	30 - 39 cm
<input type="checkbox"/> AXSB-MF		V-trak Axxis Segment, std, M, h20	30 - 36 cm	20 cm	30 - 39 cm

V-Trak ryggstöd; Ryggsegment topp (ryggförlängare) Barn & Vuxen					
Art.nr.	Antal		Bredd	Höjd	Passar till
<input type="checkbox"/> BKXT-XS		V-trak Axxis ryggsegment topp, XS	7,5 cm	7,5 cm	Alla
<input type="checkbox"/> BKXT-S		V-trak Axxis ryggsegment topp, S	19 cm	11,5 cm	Alla
<input type="checkbox"/> BKXT-M		V-trak Axxis ryggsegment topp, M	25,5 cm	16,5 cm	Alla
<input type="checkbox"/> BKXT-L		V-trak Axxis ryggsegment topp, large	32 cm	20 cm	Alla
<input type="checkbox"/> SHSD		V-trak fäste för ryggdel, vinkeljusterbart			



Fästbeslag

Fästbeslag för enkel infästning på ryggbågen på rullstol med fast ram






Tillåter justering i höjd, djup, vinkel & lateralt

Art.nr.	Antal	Produktbeteckning	Passar till:
<input type="checkbox"/> BBMB-20		V-trak enkelt fäste för 20mm horisontell ryggbåge, komplett	Panthera
<input type="checkbox"/> BBMB-22		V-trak enkelt fäste för 22mm horisontell ryggbåge, komplett	Küschall m fl
<input type="checkbox"/> BBMB-25		V-trak enkelt fäste för 25mm horisontell ryggbåge, komplett	Quickie
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/> 100041		Distans, 15mm, svart polyamid, för djubdjust m/BBMB-XX	(eller m V-Trak Lite) Alla
<input type="checkbox"/> 100042		Distans, 30mm, svart polyamid, för djubdjust m/BBMB-XX	(eller m V-Trak Lite) Alla

Fästbeslag, horisontell arm för multipositionering av ryggstöden

Inställning i höjd, djup, vinkel, lateralt & rotation

Art.nr.	Antall	Passar sittbredd
<input type="checkbox"/> CMA-100	Centrumfäste V-trak universal 100mm	27-34
<input type="checkbox"/> CMA-125	Centrumfäste V-trak universal 125mm	35-38
<input type="checkbox"/> CMA-150	Centrumfäste V-trak universal 150mm	39-42
<input type="checkbox"/> CMA-175	Centrumfäste V-trak universal 175mm	43-46
<input type="checkbox"/> CMA-200	Centrumfäste V-trak universal 200mm	47-51
<input type="checkbox"/> CMA-225	Centrumfäste V-trak universal 225mm	52-56
<input type="checkbox"/> CMA-250	Centrumfäste V-trak universal 250mm	57-62
<input type="checkbox"/> VLPS	V-trak Lite,ryggfäst rakt,sb24-33cm	24-33
<input type="checkbox"/> VLPM	V-trak Lite,ryggfäst rakt,sb32-36cm	32-36
<input type="checkbox"/> VLAS	V-trak Lite ryggfäst böjt,sb36-41cm	36-41
<input type="checkbox"/> VLAM	V-trak Lite,ryggfäst böjt,sb42-46cm	42-46
<input type="checkbox"/> VLAL	V-trak Lite,ryggfäst böjt,sb45-50cm	45-50
<input type="checkbox"/> VLAXL	V-trak Lite,ryggfäst böjt,sb48-58cm	48-55




Du behöver fästbeslag för ryggrör MB X XX för att montera den horisontella armen.


Föreslagna bredder passar vid runda ryggrör

Fästbeslag

Fästbeslag för runda leveres i par! Fler fästbeslag finns på sidan 5



MB R UE (19-26mm)




MB R 16/20/28


Art.nr.	Antall	Passar till:
<input type="checkbox"/> MBRUE	V-trak fästbeslag runda rör 19-26mm	Panthera, Quickie, Küschall, QR fäste till Panthera
<input type="checkbox"/> VTQ20	V-trak QR fäste 20mm horisontal rygg	Runda ryggrör 16mm
<input type="checkbox"/> MBR16	V-trak fästbeslag runda rör 16mm V-	Panthera
<input type="checkbox"/> MBR20	trak fästbeslag runda rör 20 mm V-	Quickie
<input type="checkbox"/> MBR28	trak fästbeslag runda rör 28-32 mm V-	
<input type="checkbox"/> MBS22	trak fästbeslag fyrkantiga rör 22mm	
<input type="checkbox"/> MBD22	V-trak fästbeslag fyrkant.rör diagonal	

Fästen för selar och västar

Art.nr.	Antal	
<input type="checkbox"/> UHC	V-trak fäste för sele/väst, justerb	
<input type="checkbox"/> BMAHC	V-trak fäste för sele/väst, rak	
<input type="checkbox"/> BMAHK	V-trak extra fäste för bälte	



UHC




BM AHC / BM AHK


V-Trak Extra Överdrag: För extra överdrag till ryggstöd eller huvudstöd:
Skriv CV före artikelnumret för standard överdrag

Huvudstöd


V-Trak Huvudstöd- avtagbart med fästbeslag X-tend och snabbkoppling (QR),




HCRQ Halvmåneform




HCMQ / HCLQ Med 'vingar'



HCMWQ / HCLWQ Med långa formbara 'vingar'



HAWQ / HAWLQ Standard böjd dyna'




HBBQ 'bean bag'

Art.nr.	Antal	Produktnamn	A	B	C
<input type="checkbox"/> HCRQ		V-trak huvudstöd, skålat, QR 15 cm	15	23,5	14,5
<input type="checkbox"/> HCMQ		V-trak huvudst.M,skålat,QR.17cm	11	17,5	12
<input type="checkbox"/> HCLQ		V-trak huvudst.Large,skålat,QR.19cm	12	19	14,5
<input type="checkbox"/> HCMWQ		V-trak huvudst.M,skålat,QR.20cm	13	19,5	12
<input type="checkbox"/> HCLWQ		V-trak huvudst.Large,skålat,QR.24cm	17,5	23,5	14,5
<input type="checkbox"/> HAWQ		V-trak huvudstöd böjd dyna. m. QR	17	23	11
<input type="checkbox"/> HAWLQ		V-trak huvudstöd m.böjd dyna. L. QR	22	28	14
<input type="checkbox"/> HBBQ		V-trak huvudst.mjuk formbar dyna QR	--	--	--


V-Trak Huvudstöd fast montering, fästbeslag X-tend eller original OBS! Form som bilder ovan.

Art.nr.	Antal	Produktnamn	A	B	C
<input type="checkbox"/> HCRX		V-trak huvudstöd,skålat,utanQR 15cm	15	23,5	14,5
<input type="checkbox"/> HCMX		V-trak huvudst.M,skålat.17cm	11	17,5	12
<input type="checkbox"/> HCLX		V-trak huvudst.Large,skålat.19cm	12	19	14,5
<input type="checkbox"/> HCMWX		V-trak huvudst.M,skålat.20cm	13	19,5	12
<input type="checkbox"/> HCLWX		V-trak huvudst.Large,skålat.24cm	17,5	23,5	14,5
<input type="checkbox"/> HAWX		V-trak nackstöd. böjd dyna.std.m.beslag	17	23	11
<input type="checkbox"/>					
<input type="checkbox"/> HSAC		V-trak Huvudstöd höjd-, djup-, vinkeljusterbar m/mjuk, formbar dyna, original fäste	--	--	--
<input type="checkbox"/> HSAW		V-trak Huvudstöd höjd-, djup-, vinkeljusterbar m/std, böjd, original fäste	17	23	11
<input type="checkbox"/> HSAWL		V-trak Huvudstöd höjd-, djup-, vinkeljusterbar m/stor, böjd dyna, original fäste	22	28	14


V-Trak Huvudstöd- tillbehör och reservdelar




HIXQ




HIQ



HI25-BS140



BM-HX-ST / BM-HX



HA14 / HA17 / HA20


Art.nr.	Antal	Produktnamn
<input type="checkbox"/> HIXQ		V-trak fästbeslag huvudstöd, med QR
<input type="checkbox"/> HIQ		V-trak snabbfäste huvudstöd
<input type="checkbox"/> HI25BS140		V-trak Förlängt stag med kula +50 mm
<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/> BMHX-ST		V-trak förlängn.skena h-stöd rakt
<input type="checkbox"/> BMHX		V-trak förlängn.skena h-stöd vinkl
<input type="checkbox"/> HA14		V-trak adapt altern. huvudstöd14mm
<input type="checkbox"/> HA17		V-trak adapt altern. huvudstöd17mm
<input type="checkbox"/> HA20		V-trak adapt. altern. huvudstöd20mm
<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>		

V-Trak Stabiliseringsinlägg

Art.nr.	Antal	Produktnamn	Passar till:
<input type="checkbox"/> SR-L		Stabiliseringsinlägg (djup rygg L)	Alla ryggar stl Large
<input type="checkbox"/> SR-XL		Stabiliseringsinlägg (djup rygg XL)	Alla ryggar stl X-Large
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

Diverse alternativa fästbeslag

Beslagen nedan är modellspecifika men kan också passa till andra modeller



MC ETAC

Art.nr.	Antal	Produktnamn	Passar till:
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/> MI ETAC		V-Trak Fästinlägg för ETAC Cross ryggrör, äldre modell, monteras i topp	Etac Cross äldre modeller
<input type="checkbox"/> MCETAC		V-trak fästbesl. Etac extra fäste	Etac Cross äldre
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/> MB-ETAC		V-trak fästbesl. Etac, profil Cross5	
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

Bålstöd

VIKTIGT: Bålstödsbeslag levereras utan dyna. Välj Medium eller Large. Bålstöden kan justeras så de blir fasta.

Art.nr.	Antal		
TSCM-LH		V-Trak bålstödsbeslag, ryggrör 19-26mm, utsvb, avtagb, vä	
TSCM-RH		V-Trak bålstödsbeslag, ryggrör 19-26mm, utsvb, avtagb, hö	
TSACM-U		V-Trak bålstödsbeslag, anterior, ryggrör 19-26mm, utsvb, avtagb	
<input type="checkbox"/> TSCM-MP		V-Trak bålstödsdyna, medium, m/överdrag (155mm x 115mm)	
<input type="checkbox"/> TSCM-LP		V-Trak bålstödsdyna, stor, m/överdrag (180mm x 130mm)	
<input type="checkbox"/> TSCM-LP1		V-Trak bålstödsdyna, droppformad m/överdrag (190mm x 130mm)	
<input type="checkbox"/> TSCM-LP2		V-Trak bålstödsdyna, lång, m/överdrag (180mm x 140mm)	
<input type="checkbox"/> TSCM-SP1		V-Trak bålstödsdyna, droppformad, m/överdrag (160mm x 110mm)	
<input type="checkbox"/> TSCM-SP2		V-Trak bålstödsdyna, lång, m/överdrag (230mm x 110mm)	
<input type="checkbox"/>			

Panthera AB, Gunnebogatan 26, 163 53 Spånga, Sweden, www.panthera.se